



610-1 2021-07-19



## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению набора реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR  
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

### **EGFR**

Регистрационное удостоверение  
№ РЗН 2021/14281 от 12 мая 2021 года

**ВНИМАНИЕ!** Изучите инструкцию перед началом работы



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....  | 5  |
| 1 ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.....                                       | 6  |
| 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ .....                                 | 6  |
| 3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ..... | 11 |
| 4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....  | 17 |
| 5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ.....   | 18 |
| 6 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ.....  | 20 |
| 7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА .....  | 21 |
| 8 РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ .....                     | 26 |
| 9 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ .....                              | 27 |
| 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....                     | 27 |
| 11 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....  | 28 |
| 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....   | 29 |
| 13 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                              | 29 |
| 14 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ НАБОРА РЕАГЕНТОВ .....          | 29 |
| 15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ .....                   | 30 |
| 16 АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ.....   | 31 |

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей инструкции используются следующие сокращения и обозначения:

|       |   |
|-------|---|
| ДНК   | - дезоксирибонуклеиновая кислота                            |
| НИОКР | - научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы |
| ПЦР   | - полимеразная цепная реакция                               |
| EGFR  | - рецептор эпидермального фактора роста                     |

## ВВЕДЕНИЕ

Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) – это один из рецепторов, активация которого приводит к запуску сигнального пути EGFR-RAS-RAF-МЕК-МАРК, вовлеченного в процессы пролиферации, апоптоза и ангиогенеза. Активирующие соматические мутации в гене EGFR могут привести к неконтролируемому делению и выживанию онкотрансформированных клеток.

Соматические мутации в гене EGFR характерны для немелкоклеточного рака легкого [1,2]. Чаще всего мутации возникают в 18-21 экзонах, кодирующих участок киназного домена рецептора. Приблизительно 90% активирующих мутаций составляют делеции в 19 экзоне и замена тимина на гуанин в 21 экзоне (L858R) [2].

Наличие активирующих мутаций является показанием для назначения таргетной противоопухолевой терапии ингибиторами EGFR-тирозинкиназы 1 (гефитиниб, эрлотиниб) или 2 поколения (афатиниб) [3].

Мутация T790M редко обнаруживается в первичных опухолях и чаще (41-62% случаев) возникает, как вторичная, при раке легкого у пациентов с активирующими мутациями в гене EGFR при развитии резистентности к гефитинибу [4]. Это диктует необходимость перехода на ингибиторы EGFR-тирозинкиназы следующего 3 поколения: осимертиниб.

Частота встречаемости других мутаций в гене EGFR, связанных с разной чувствительностью к таргетной терапии, ниже и составляет от 1% до 5%: L861Q, S768I, G719X, инсерции в 20 экзоне, и менее 1% - инсерции в 19 экзоне [5].

Для выбора специфичного, таргетного ингибитора тирозинкиназы (ИТК) необходимо определение соответствующих мутаций в гене EGFR.

### Список литературы

1. Мазуренко Н.Н., Цыганова И.В., Гагарин И.М., Чуев Ю.В., Мочальникова В.В. Коломейцева А.А., Горбунова В.А. Мутации EGFR и KRAS, важные для таргетной терапии немелкоклеточного рака легкого. Молекулярная медицина. 2013; 6:55-59.
2. Водолажский Д.И., Кит О.И., Максимов А.Ю., Антоненко А.В., Двадненко К.В., Владимирова Л.Ю., Лейман И.А., Лазутин Ю.Н. Связь мутаций гена EGFR с клинико-патологическими особенностями аденокарциномы легкого у пациентов юга России. Клиническая медицина. 2014; 7:57-62.
3. Marks J.L., Broderick S., Zhou Q., Chitale D., Li A.R., Zakowski M.F., Kris M.G., Rusch V.W., Azzoli C.G., Seshan V.E., Ladanyi M., Pao W. Prognostic and therapeutic implications of EGFR and KRAS mutations in resected lung adenocarcinoma. J Thorac Oncol. 2008 Feb; 3(2):111-6.
4. Russo A., Franchina T., Ricciardi G.R.R., Smiroldo V., Picciotto M., Zanghi M., Rolfo C., Adamo V. Third generation EGFR TKIs in EGFR-mutated NSCLC: Where are we now and where are we going. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 Sep; 117:38-47.
5. Kobayashi Y, Mitsudomi T. Not all epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer are created equal: Perspectives for individualized treatment strategy. Review. Cancer Sci. 2016 Sep; 107(9):1179-86.

## 1 ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- 1.1** Полное наименование набора: Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (EGFR), далее по тексту – набор реагентов.
- 1.2** Назначение: Набор реагентов предназначен для определения соматических мутаций в гене EGFR (делеций и инсерций в 19 экзоне, инсерций в 20 экзоне, мутаций L858R, T790M, L861Q, S768I и G719X) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в препаратах ДНК, полученных из фиксированных в формалине парафинизированных образцов опухолей больных немелкоклеточным раком легкого с целью отбора пациентов для назначения таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназы.
- Вариант исполнения EGFR 8 предназначен для определения всех указанных мутаций, вариант исполнения EGFR 4 является сокращённым вариантом исполнения и предназначен для определения делеций и инсерций в 19 экзоне, мутаций L858R, T790M.
- 1.3** Функциональное назначение: сопутствующая диагностика.
- 1.4** Показания к проведению анализа: необходимость подбора препаратов для таргетной терапии опухолей больным немелкоклеточным раком лёгкого.  
Противопоказаний к применению нет.
- 1.5** Демографические и популяционные аспекты: применение набора реагентов не зависит от популяционных и демографических аспектов.
- 1.6** Область применения: Набор реагентов может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике.
- 1.7** Потенциальные пользователи: квалифицированный персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клинико-диагностической лаборатории.
- 1.8** Применять набор реагентов строго по назначению согласно данной инструкции по применению.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ

### 2.1 Состав набора реагентов

Набор реагентов EGFR выпускается в двух вариантах исполнения: EGFR 4 и EGFR 8.

Набор реагентов в варианте исполнения EGFR 8 позволяет выявить делеции и инсерции в 19 экзоне, инсерции в 20 экзоне, мутации L858R, T790M, L861Q, S768I и G719X;

Набор реагентов в варианте исполнения EGFR 4 позволяет выявить делеции и инсерции в 19 экзоне, мутации L858R, T790M.

| <b>REF R1-H806-S3/4, EGFR 4, фасовка S</b>     |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| Наименование компонентов                       | Внешний вид  | Количество пробирок      | Номинальный объём компонента |
| Смеси для амплификации, запечатанные парафином | Прозрачная бесцветная или голубая жидкость под воскообразным белым слоем | 12 стрипов по 8 пробирок | по 20 мкл                    |
| Раствор Таq-полимеразы                         | Прозрачная бесцветная жидкость   | 2 пробирки               | по 500 мкл                   |
| Минеральное масло                              | Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость                        | 2 пробирки               | по 1,0 мл                    |
| Положительный контрольный образец              | Прозрачная бесцветная жидкость   | 1 пробирка               | 130 мкл                      |
| Крышки для стрипов                             | 12 шт.   |                          |                              |

| <b>REF R1-H806-UA/4, EGFR 4, фасовка U</b> |                                       |                     |                              |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Наименование компонентов                   | Внешний вид                           | Количество пробирок | Номинальный объём компонента |
| Смесь для амплификации EGFR - 4.1          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| Смесь для амплификации EGFR - 4.2          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| ПЦР-буфер                                  | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 600 мкл                      |
| Полимераза ТехноТаq МАХ                    | Прозрачная бесцветная вязкая жидкость | 1 пробирка          | 30 мкл                       |
| Положительный контрольный образец          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 130 мкл                      |

| <b>REF R1-H807-S3/4, EGFR 8, фасовка S</b>     |  |                         |                              |
|--|--|-------------------------|------------------------------|
| Наименование компонентов                       | Внешний вид  | Количество пробирок     | Номинальный объём компонента |
| Смеси для амплификации, запечатанные парафином | Прозрачная бесцветная или голубая жидкость под воскообразным белым слоем | 24 стрипа по 8 пробирок | по 20 мкл                    |
| Раствор Таq-полимеразы                         | Прозрачная бесцветная жидкость   | 4 пробирки              | по 500 мкл                   |
| Минеральное масло                              | Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость                        | 4 пробирки              | по 1,0 мл                    |
| Положительный контрольный образец              | Прозрачная бесцветная жидкость   | 1 пробирка              | 130 мкл                      |
| Крышки для стрипов                             | 24 шт.   |                         |                              |

| <b>REF R1-H807-UA/4, EGFR 8, фасовка U</b> |                                       |                     |                              |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Наименование компонентов                   | Внешний вид                           | Количество пробирок | Номинальный объём компонента |
| Смесь для амплификации EGFR – 8.1          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| Смесь для амплификации EGFR – 8.2          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| Смесь для амплификации EGFR – 8.3          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| Смесь для амплификации EGFR – 8.4          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 300 мкл                      |
| ПЦР-буфер                                  | Прозрачная бесцветная жидкость        | 2 пробирки          | по 600 мкл                   |
| Полимераза ТехноТaq МАХ                    | Прозрачная бесцветная вязкая жидкость | 1 пробирка          | 60 мкл                       |
| Положительный контрольный образец          | Прозрачная бесцветная жидкость        | 1 пробирка          | 130 мкл                      |

Все компоненты набора реагентов готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки к работе.

## 2.2 Количество анализируемых проб

Набор реагентов предназначен для одноразового применения и рассчитан на 48 определений, включая отрицательные и положительные контроли.

## 2.3 Принцип действия набора реагентов

**Метод:** полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с полуколичественным определением доли мутантных аллелей.

**Принцип метода** основан на использовании технологии аллель-специфичной амплификации ДНК, заключающейся в повторяющихся циклах: температурной денатурации ДНК, отжига праймеров с комплементарными последовательностями и последующей достройкой полинуклеотидных цепей с этих праймеров Таq-полимеразой.

Для повышения чувствительности и специфичности реакции предусмотрено применение «горячего» старта. «Горячий» старт для фасовки S обеспечивается методикой приготовления реакционной смеси, состоящей из двух слоёв, разделённых прослойкой из парафина. Смешение слоёв и превращение их в амплификационную смесь происходит только после плавления парафина. «Горячий» старт для фасовки U обеспечивается использованием полимеразы, активность которой блокирована антителами. Активация фермента происходит только после предварительного прогрева реакционной смеси при 94°C в течение 5 минут. Это исключает неспецифический отжиг праймеров на ДНК-мишени при начальном прогреве пробирки.

В реакционную смесь для проведения ПЦР введены ДНК-зонды, каждый из которых несёт флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. При образовании специфического продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к возрастанию уровня флуоресценции. Количество



разрушенных зондов, а, следовательно, и уровень флуоресценции пропорциональны количеству образовавшихся специфических ампликонов и измеряются на каждом цикле амплификации в режиме реального времени. Для анализа продуктов ПЦР используют детектирующий амплификатор.

Условия реакции и используемые олигонуклеотиды подобраны таким образом, чтобы наиболее эффективно обеспечить амплификацию на матрице мутантного аллеля. Значение порогового цикла  $C_p$  на матрице мутантного аллеля значительно опережает фоновую амплификацию на матрице нормального аллеля дикого типа – не менее 6-9 циклов в зависимости от количества матрицы.

Помимо аллель-специфичных олигонуклеотидов к мутантным аллелям гена EGFR в пробирки со смесями для амплификации добавлены праймеры и ДНК-зонды для определения фрагмента ДНК 5 экзона гена EGFR (КВМ), который используется для контроля прохождения полимеразной цепной реакции, а также для определения и полуколичественной оценки доли мутантных аллелей. Для определения мутации используется показатель разницы индикаторных циклов мутантного аллеля и КВМ ( $dC_p$ ): значение  $dC_p$  менее 6-9 циклов в зависимости от значения КВМ свидетельствует о наличии мутации.

ДНК-зонды для детекции продуктов амплификации ДНК мутантных аллелей гена EGFR помечены флуоресцентными метками Fam, Hex и Rox, а для детекции фрагмента ДНК 5 экзона гена EGFR (КВМ) - Cy5. Использование нескольких каналов детекции позволяет определять несколько показателей в одной пробирке и сократить количество материала, необходимого для проведения исследования.

В определенную пробирку набора реагентов добавлен олигонуклеотид с флуоресцентной меткой Rox – «Маркер». Он используется прибором как маркер определения положения стрипа в планшете. После прохождения амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора сравнивает заданное оператором расположение пробирок с реальным положением маркера, и, если находит несовпадение, то предупреждает оператора о несоответствии.

Для оценки валидности полученных результатов учитывают показатель контроля взятия материала (КВМ).

В таблице 1 приведены каналы детекции продуктов амплификации и цветовая кодировка смесей для амплификации.

Таблица 1 – Характеристика смесей для амплификации: соответствие каналов детекции выявляемым мутациям и цветовая кодировка смесей для амплификации.

| <b>EGFR 4, Фасовка S</b>   |                  |       |         |     |                     |
|--|------------------|-------|---------|-----|---------------------|
| № пробирки стрипа со смесями для амплификации, запечатанными парафином | Канал детекции   |       |         |     | Цвет смеси/парафина |
|  | Fam              | Hex   | Rox     | Cy5 |                     |
| 1  | T790M            | L858R | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 2  | Del19ex, Ins19ex | -     | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 3  | T790M            | L858R | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 4  | Del19ex, Ins19ex | -     | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 5  | T790M            | L858R | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 6  | Del19ex, Ins19ex | -     | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 7  | T790M            | L858R | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 8  | Del19ex, Ins19ex | -     | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |

| <b>EGFR 4, Фасовка U</b>            |                  |       |         |     |            |
|-------------------------------------|------------------|-------|---------|-----|------------|
| Пробирка со смесью для амплификации | Канал детекции   |       |         |     | Цвет смеси |
|                                     | Fam              | Hex   | Rox     | Cy5 |            |
| EGFR-4.1                            | T790M            | L858R | маркер  | KBM | Голубой    |
| EGFR-4.2                            | Del19ex, Ins19ex | -     | Ins19ex | KBM | Бесцветный |

| <b>EGFR 8, Фасовка S</b>   |                  |         |         |     |                     |
|--|------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| № пробирки стрипа со смесями для амплификации, запечатанными парафином | Канал детекции   |         |         |     | Цвет смеси/парафина |
|  | Fam              | Hex     | Rox     | Cy5 |                     |
| 1  | T790M            | L858R   | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 2  | Del19ex, Ins19ex | -       | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 3  | G719X            | Ins20ex | -       | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 4  | L861Q            | S768I   | -       | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 5  | T790M            | L858R   | маркер  | KBM | Голубой/Белый       |
| 6  | Del19ex, Ins19ex | -       | Ins19ex | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 7  | G719X            | Ins20ex | -       | KBM | Бесцветный/Белый    |
| 8  | L861Q            | S768I   | -       | KBM | Бесцветный/Белый    |

| <b>EGFR 8, Фасовка U</b>            |                  |         |         |     |            |
|-------------------------------------|------------------|---------|---------|-----|------------|
| Пробирка со смесью для амплификации | Канал детекции   |         |         |     | Цвет смеси |
|                                     | Fam              | Hex     | Rox     | Cy5 |            |
| EGFR-8.1                            | T790M            | L858R   | маркер  | KBM | Голубой    |
| EGFR-8.2                            | Del19ex, Ins19ex | -       | Ins19ex | KBM | Бесцветный |
| EGFR-8.3                            | G719X            | Ins20ex | -       | KBM | Бесцветный |
| EGFR-8.4                            | L861Q            | S768I   | -       | KBM | Бесцветный |

Дискриминация между делецией и инсерцией в 19 экзоне осуществляется с учетом сигнала по каналу Rox: при наличии сигнала по каналу Fam (Del19ex, Ins19ex) и отсутствии сигнала по каналу Rox (Ins19ex) делают заключение о делеции в 19 экзоне, при наличии сигнала по каналу Fam (Del19ex, Ins19ex) и наличии сигнала по каналу Rox (Ins19ex) делают заключение об инсерции в 19 экзоне.

| Del19ex, Ins19ex | Ins19ex | Заключение           |
|------------------|---------|----------------------|
| мутация          | мутация | Инсерция в 19 экзоне |
| мутация          | норма   | Делеция в 19 экзоне  |
| норма            | норма   | норма                |

2.4 Время проведения анализа – от 2 ч (без учёта пробоподготовки).

### 3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

#### 3.1 Специфичность анализа

В таблице 2 приведен перечень мутаций гена EGFR, выявляемых с помощью набора реагентов EGFR.

Таблица 2.1 – Перечень мутаций гена EGFR, выявляемых с помощью набора реагентов

| Мутация   | Экзон | Нуклеотидные замены, делеции и инсерции NM_005228.5 | Cosmic ID или ClinVar RCV Id |
|---|-------|---|------------------------------|
| <b>p.T790M</b>  | 20    | c.2369C>T   | COSM6240                     |
| <b>p.L858R</b>  | 21    | c.2573T>G   | COSM6224                     |
|   |       | c.2573_2574delinsGT                                 | COSM12429                    |
| <b>Делеции в 19 экзоне del2235-2258 (без дифференцировки)</b> |       |   |                              |
| p.L747_T751delinsS  | 19    | c.2240_2251del                                      | COSM6210                     |
| p.L747_E749del  |       | c.2239_2247del                                      | COSM6218                     |
| p.E746_S752delinsD  |       | c.2238_2255del                                      | COSM6220                     |
| p.E746_A750del  |       | c.2235_2249del                                      | COSM6223                     |
| p.E746_A750del  |       | c.2236_2250del                                      | COSM6225                     |
| p.L747_S752del  |       | c.2239_2256del                                      | COSM6255                     |
| p.E746_S752delinsA  |       | c.2237_2254del                                      | COSM12367                    |
| p.L747_T751del  |       | c.2240_2254del                                      | COSM12369                    |
| p.L747_P753delinsS  |       | c.2240_2257del                                      | COSM12370                    |
| p.L747_A750delinsP  |       | c.2239_2248delinsC                                  | COSM12382                    |
| p.L747_T751delinsP  |       | c.2239_2251delinsC                                  | COSM12383                    |
| p.E746_S752delinsV  |       | c.2237_2255delinsT                                  | COSM12384                    |
| p.E746_S752delinsI  |       | c.2235_2255delinsAAT                                | COSM12385                    |
| p.E746_T751delinsV  |       | c.2237_2252delinsT                                  | COSM12386                    |
| p.L747_P753delinsQ  |       | c.2239_2258delinsCA                                 | COSM12387                    |
| p.L747_S752delinsQ  |       | c.2239_2256delinsCAA                                | COSM12403                    |
| p.E746_T751delinsVA   |       | c.2237_2253delinsTTGCT                              | COSM12416                    |
| p.L747_T751delinsQ  |       | c.2238_2252delinsGCA                                | COSM12419                    |
| p.L747_A750delinsP  |       | c.2238_2248delinsGC                                 | COSM12422                    |
| p.E746_T751delinsA  |       | c.2237_2251del                                      | COSM12678                    |
| p.E746_T751del  |       | c.2236_2253del                                      | COSM12728                    |
| p.E746_A750delinsIP   |       | c.2235_2248delinsAATTC                              | COSM13550                    |
| p.E746_T751delinsI  |       | c.2235_2252delinsAAT                                | COSM13551                    |
| p.E746_T751delinsIP   |       | c.2235_2251delinsAATTC                              | COSM13552                    |
| p.E746_A750delinsAP   |       | c.2237_2248delinsCAC                                | COSM144207                   |

| Мутация   | Экзон | Нуклеотидные замены, делеции и инсерции NM_005228.5 | Cosmic ID или ClinVar RCV Id |
|---|-------|---|------------------------------|
|   |       | c.2237_2248delinsCCC                                | RCV000150618                 |
| p.E746_T751delinsVP                               |       | c.2237_2251delinsTTC                                | COSM18421                    |
| p.E746_S752delinsV                                |       | c.2237_2256delinsTC                                 | COSM18426                    |
| p.E746_P753delinsVS                               |       | c.2237_2257delinsTCT                                | COSM18427                    |
| p.L747_T751delinsP                                |       | c.2238_2251delinsGC                                 | COSM22944                    |
| p.K745_E749del                                    |       | c.2233_2247del                                      | COSM26038                    |
| p.E746_T751delinsI                                |       | c.2236_2252delinsAT                                 | COSM26680                    |
| p.L747_A750delinsS                                |       | c.2240_2248del                                      | COSM4170221                  |
| p.L747_E749del                                    |       | c.2235_2243del                                      | RCV000154252                 |
| p.L747_P753delinsT                                |       | c.2239_2257delinsA                                  | RCV000154456                 |
| p.L747_P753delinsQS                               |       | c.2239_2257delinsCAAT                               | RCV000154485                 |
| p.E746_E749delinsA                                |       | c.2237_2246delinsC                                  | RCV000155025                 |
| <b>Инсерции в 19 экзоне (без дифференцировки)</b> |       |   |                              |
| p.I744_K745insKIPVAI                              | 19    | c.2214_2231dup                                      | COSM53176                    |
|   |       | c.2215_2232dup                                      |                              |
| p.K745_E746insIPVAIK                              |       | c.2217_2234dup                                      | нет данных                   |
| p.K745_E746insVPVAIK                              |       | c.2219_2236   | нет данных                   |
| p.K745_E746insTPVAIK                              |       | c.2234_2235ins<br>AACTCCCGTGCCTATCAA                | COSM53172                    |
| <b>p.G719X (без дифференцировки)</b>              |       |   |                              |
| p.G719A   | 18    | c.2156G>C   | COSM6239                     |
| p.G719S   |       | c.2155G>A   | COSM6252                     |
| p.G719C   |       | c.2155G>T   | COSM6253                     |
| <b>p.S768I</b>                                    | 20    | c.2303G>T   | COSM6241                     |
| <b>p.L861Q</b>                                    | 21    | c.2582T>A   | COSM6213                     |
| <b>Инсерции в 20 экзоне (без дифференцировки)</b> |       |   |                              |
| p.A767_V769dup                                    | 20    | c.2300_2308(dup)                                    | COSM12376                    |
| p.H773dup   |       | c.2317_2319dup                                      | COSM12377                    |
| p.D770_N771insG                                   |       | c.2310_2311insGGT                                   | COSM12378                    |

Таблица 2.2 – Перечень выявляемых мутаций в зависимости от варианта исполнения:

| Выявляемая мутация в гене EGFR             | Вариант исполнения EGFR 8 | Вариант исполнения EGFR 4 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| T790M                                      | v                         | v                         |
| L858R (без дифференцировки)                | v                         | v                         |
| Инсерции в 19 экзоне (без дифференцировки) | v                         | v                         |
| Делеции в 19 экзоне (без дифференцировки)  | v                         | v                         |
| G719X (без дифференцировки)                | v                         | -                         |
| Инсерции в 20 экзоне (без дифференцировки) | v                         | -                         |
| L861Q                                      | v                         | -                         |
| S768I                                      | v                         | -                         |

В образцах биологического материала человека, содержащих ДНК мутантного аллеля гена EGFR, после завершения реакции амплификации программное обеспечение для детектирующих амплификаторов определяет индикаторные циклы (Cp).

Для мутаций T790M, L858R, G719X, S768I, L861Q и инсерций в 20 экзоне возможна фоновая амплификация на матрице нормального аллеля. Поэтому при определении мутации учитывают не только наличие амплификации (Cp), но и разницу

индикаторных циклов мутантного аллеля и KBM (dCp): значение dCp менее 6-9 циклов в зависимости от значения Cp KBM свидетельствует о наличии мутации (табл.3).

В связи с погрешностью метода ПЦР предусмотрено наличие «серой зоны» для показателя dCp: статус мутации не определен, результат выдается, как не достоверный.

При значении dCp за пределами «серой зоны» (более 6,5-9,5 циклов в зависимости от значения KBM) результат выдается, как норма.

Т а б л и ц а 3 – Пороговые значения dCp мутантный аллель/KBM для определения мутации

| Мутация | Пороговое значение dCp для определения мутации           |  |  |
|---------|--|--|--|
|         | Cp KBM ≤ 28<br>(фасовка S)<br>Cp KBM ≤ 27<br>(фасовка U) | 28 < Cp KBM ≤ 31,5<br>(фасовка S)<br>27 < Cp KBM ≤ 30,5<br>(фасовка U) | 31,5 < Cp KBM ≤ 34<br>(фасовка S)<br>30,5 < Cp KBM ≤ 33<br>(фасовка U) |
| T790M   | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |
| L858R   | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |
| G719X   | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |
| S768I   | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |
| L861Q   | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |
| Ins20ex | dCp < 9  | dCp < 7  | dCp < 6  |

### 3.2 Влияние близкородственных генов

Было показано, что наличие ДНК близкородственных генов семейства тирозиновых киназ рецепторов эпидермального фактора роста, в частности ERBB2/HER2, ERBB3/HER3, ERBB4/HER4, не влияет на результаты исследования с использованием набора реагентов. Олигонуклеотиды, используемые в наборе, подобраны таким образом, чтобы исключить амплификацию на матрице близкородственных генов. В ходе исследования образцов геномной ДНК из крови 50 условно-здоровых пациентов (отрицательные контрольные образцы) ложноположительные результаты не получены.

### 3.3 Влияние легочной микробиоты

Добавление культур клеток микроорганизмов, которые могут присутствовать в легочной ткани, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* в концентрации 10<sup>6</sup> КОЕ/мл к образцам, содержащим аллели мутантного и дикого типа на стадии выделения ДНК не повлияло на результаты исследования с использованием набора реагентов.

### 3.4 Чувствительность анализа

Предел обнаружения доли мутантного аллеля определяется, как минимальное количество мутантного аллеля в пуле аллелей (дикий тип и мутация), определение которого возможно с воспроизводимостью 95% с трактовкой результата «мутация».

Предел обнаружения доли мутантного аллеля лимитирован количеством ДНК и составляет 0,3% (T790M, L858R, G719X, S768I, L861Q, инсерций в 20 экзоне) и 0,1% (делеций и инсерций в 19 экзоне) в образце при значении Cp KBM ≤ 27-28 на канале детекции Cy5, 1% - при значении 27-28 < Cp KBM ≤ 30-31,5, 5% - при значении 30-31,5 < Cp KBM ≤ 33-34 (табл.4).

Таблица 4 - Предел обнаружения доли мутантного аллеля в образце

|  |                 |                 |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Минимальное количество ДНК (копий пула аллелей на амплификационную пробирку) | 10 <sup>4</sup> | 10 <sup>3</sup> | 200            |
| Соответствующее значение Ср для КВМ  |                 |                 |                |
| Фасовка S  | Ср ≤ 28         | 28 < Ср ≤ 31,5  | 31,5 < Ср ≤ 34 |
| Фасовка U  | Ср ≤ 27         | 27 < Ср ≤ 30,5  | 30,5 < Ср ≤ 33 |
| Предел обнаружения доли мутантного аллеля в образце                          | 0,1%<br>0,3% *  | 1%              | 5%             |

\* 0,1% для делеций и инсерций в 19 экзоне,

0,3% для мутаций T790M, L858R, G719X, S768I, L861Q, инсерций в 20 экзоне

При значении Ср КВМ больше 34 для фасовки S или больше 33 для фасовки U количество материала расценивается как недостаточное для корректного заключения, результат регистрируется как не валидный.

### 3.5 Диагностические характеристики

При проведении клинико-лабораторных испытаний набора реагентов EGFR получены следующие диагностические характеристики:

| Аналит  | Диагностическая чувствительность | Диагностическая специфичность | Количество исследованных образцов |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Del19ex | 100% (93,5-100)                  | 99,2% (97,0-99,2)             | 179                               |
| Ins19ex | 100% (65,7-100)                  | 100% (97,1-100)               | 90                                |
| Ins20ex | 100% (34,8-100)                  | 99,2% (97,6-99,2)             | 124                               |
| L858R   | 100% (92,1-100)                  | 99,3% (97,2-99,3)             | 179                               |
| T790M   | 83,3% (43,9-83,3)                | 100% (98,4-100)               | 158                               |
| L861Q   | 100% (22,7-100)                  | 100% (98,7-100)               | 124                               |
| S768I   | 100% (22,7-100)                  | 100% (98,7-100)               | 124                               |
| G719X   | 100% (47,3-100)                  | 100% (98,2-100)               | 124                               |
| Итого   | 99,1% (95,6-100)                 | 99,7% (99,3-99,8)             | -                                 |

Диагностическая чувствительность испытываемого набора составляет 99,1% CI (95% доверительный интервал): 95,6%-100%.

Диагностическая специфичность составляет 99,7% CI (95% доверительный интервал): 99,3%-99,8%.

### 3.6 Интерферирующие вещества

Наличие ингибиторов ПЦР в образце биологического материала может быть причиной сомнительных (не валидных) результатов. Признаком ингибирования ПЦР является отсутствие амплификации КВМ по каналу Су5 (Ср КВМ отсутствует).

К ингибиторам ПЦР, которые могут присутствовать в образце биоматериала, относится кровь, которая удаляется в ходе пробоподготовки.

По результатам анализа рисков ингибиторы ПЦР могут содержаться в образце ДНК, к ним относятся следующие вещества:

- гемоглобин, остаточные количества которого могут присутствовать в образце ДНК в результате неполного удаления примесей крови в ходе пробоподготовки,
- а также изопропиловый спирт и метилацетат, остаточные количества которых могут присутствовать в образце ДНК в результате неполного удаления промывочных растворов в ходе пробоподготовки.

Максимальные концентрации интерферирующих веществ, при которых не наблюдалось ингибирование ПЦР составляют: гемоглобин – 0,35 мг/мл образца ДНК, изопропиловый спирт – 100 мкл/мл образца ДНК, метилацетат – 100 мкл/мл образца ДНК.

На результат исследования может оказать влияние наличие в образце большого количества здоровой и некротизированной ткани. В образцах должно присутствовать не менее 50% опухолевых клеток и не более 20 % некротизированной ткани (оба параметра оцениваются врачом патоморфологом при подготовке срезов при окраске гематоксилин-эозином).

### 3.7 Воспроизводимость

Воспроизводимость исследования определялась для вариантов исполнения EGFR 8, фасовки S и U набора реагентов, в экспериментах, выполненных в одной лаборатории разными операторами, на разных приборах, в различные дни путем тестирования положительных и отрицательных биологических образцов ДНК. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Воспроизводимость исследования

| Тип образца           | Повторяемость внутри постановки |                        | Внутрилабораторная повторяемость между вариантами фасовки S и U |                        |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|
|                       | Количество                      | Совпадение результатов | Количество  | Совпадение результатов |
| Делеции в 19 экзоне   | 8                               | 8 из 8                 | 14  | 14 из 14               |
| L858R                 | 4                               | 4 из 4                 | 6   | 6 из 6                 |
| Инсерции в 19 экзоне  | 3                               | 3 из 3                 | 4   | 4 из 4                 |
| Инсерции в 20 экзоне  | 1                               | 1                      | 1   | 1                      |
| T790M все в сочетании | 1                               | 1                      | 4   | 4                      |
| L861Q                 | 1                               | 1                      | 1   | 1                      |
| G719X                 | 0                               | 0                      | 0   | 0                      |
| S768I                 | 0                               | 0                      | 0   | 0                      |
| Норма                 | 29                              | 29 из 29               | 28  | 28 из 28               |
| Итого                 | 46                              | 46 из 46 (100%)        | 54  | 54 из 54 (100%)        |

#### 4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Организация работы ПЦР-лаборатории, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52905-2007, методических указаний МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот, при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности», с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

Исследуемые образцы рассматриваются как потенциально-опасные. При работе с микроорганизмами I-IV групп патогенности выбор типа защитного костюма (рабочей одежды и средств индивидуальной защиты) проводится в строгом соответствии с СП 1.3.2322-08.

К работе с набором реагентов допускается только персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клиничко-диагностической лаборатории.

При работе с набором реагентов следует надевать одноразовые перчатки без талька.

Выделение ДНК следует проводить в боксах биологической безопасности II класса. Подготовку к ПЦР с использованием набора реагентов возможно проводить в ПЦР-боксах.

Все лабораторное оборудование, в том числе дозаторы, штативы, лабораторная посуда, халаты, головные уборы и пр., а также растворы реагентов должны быть строго стационарными. Запрещается их перемещение из одного помещения в другое.

Дозаторы должны быть соответствующим образом поверены (в аккредитованных лабораториях) и промаркированы.

Поверхности рабочих столов, а также помещений, в которых проводится ПЦР, следует обязательно, до и после проведения работ, облучать бактерицидными облучателями в течение 30 минут.

Использованные одноразовые принадлежности (пробирки, наконечники) должны сбрасываться в специальный контейнер.

**ВНИМАНИЕ!** Удалять отходы с продуктами ПЦР необходимо только в закрытом виде. Не допускается открывать пробирки после амплификации (МУ 1.3.2569-09).

Все поверхности в лаборатории (рабочие столы, штативы, оборудование и др.) ежедневно подвергают влажной уборке с применением дезинфицирующих/моющих средств, регламентированных санитарными правилами СП 1.3.2322-08.

При использовании набора реагентов в клиничко-диагностической лаборатории образуются отходы класса В, которые утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,



эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

#### Опасные компоненты в наборе реагентов

| Компонент набора реагентов                     | Содержание вредных веществ    |
|--|-------------------------------|
| Фасовка S                                      |                               |
| Смесь для амплификации, запечатанная парафином | Нет опасных веществ           |
| Раствор Taq-полимеразы                         | Нет опасных веществ           |
| Минеральное масло                              | Нет опасных веществ           |
| Положительный контрольный образец              | <b>Азид натрия менее 0,1%</b> |
| Фасовка U                                      |                               |
| Смесь для амплификации                         | Нет опасных веществ           |
| Полимераза ТехноTaq MAX                        | Нет опасных веществ           |
| ПЦР-буфер                                      | Нет опасных веществ           |
| Минеральное масло                              | Нет опасных веществ           |
| Положительный контрольный образец              | <b>Азид натрия менее 0,1%</b> |

В состав набора реагентов входят реагенты, которые содержат **азид натрия** – консервант, в концентрации менее 0,1 %, что является безопасным для конечного пользователя.

При использовании по назначению и соблюдению мер предосторожности, контакт с организмом человека исключен. При аварийных ситуациях возможно следующее: раздражение кожи и слизистой оболочки глаз у чувствительных лиц, аллергическая реакция. При контакте промыть пораженное место водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускается использовать набор реагентов:

- при нарушении условий транспортирования и хранения;
- при несоответствии внешнего вида реагентов, указанного в паспорте к набору реагентов;
- при нарушении внутренней упаковки компонентов набора реагентов;
- по истечению срока годности.

Примечание – Набор реагентов **не содержит** материалы биологического происхождения, веществ в концентрациях, обладающих канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на репродуктивную функцию человека. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности является безопасным.

## 5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

При работе с набором реагентов требуется следующее оборудование и материалы:

- ПЦР-бокс;
- детектирующий амплификатор «ДТпрайм» или «ДТлайт», ООО «НПО ДНК-Технология»,
- микроцентрифуга-вортекс;
- холодильник (для фасовки U - с морозильной камерой);
- дозаторы механические или электронные одноканальные с переменным объёмом, позволяющие отбирать объём жидкости 2,0–20 мкл, 20–200 мкл, 200–1000 мкл;
- одноразовые наконечники с фильтром для полуавтоматических дозаторов, свободные от РНКаз и ДНКаз, объёмом 20 мкл, 200 мкл, 1000 мкл;
- штатив «рабочее место» для пробирок объёмом 1,5 мл;
- штатив «рабочее место» для стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл;
- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные;
- ёмкость для сброса использованных наконечников, пробирок и других расходных материалов;
- дезинфицирующее средство;
- ini файл с параметрами анализа «EGFR.ini».

При работе с набором реагентов в фасовке U с использованием дозирующего устройства ДТстрим дополнительно требуется следующее оборудование и материалы:

- дозирующее устройство ДТстрим;
- герметизирующее устройство ДТпак;
- центрифуга для микропланшет ПЦР;
- полимерная термопленка для запечатывания микропланшет ПЦР;
- микропланшет ПЦР.

Для предобработки материала для исследования и выделения ДНК:

- бокс биологической безопасности II класса;
- центрифуга для пробирок объёмом 1,5 мл, с RCF не ниже 16 000 x g;
- термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-«ДНК-Техн.» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия или аналогичный,
- или термостат твердотельный, поддерживающий температуру от 40 °С до 95 °С, и пробирки объёмом 1,5 мл с защёлкивающимися крышками, например, Eppendorf Safe-Lock Tubes;
- микроцентрифуга-вортекс;
- электрический лабораторный аспиратор с колбой-ловушкой для удаления надосадочных жидкостей;
- одноразовые наконечники без фильтра, свободные от РНКаз и ДНКаз, для электрического лабораторного аспиратора;

- дозаторы механические или электронные одноканальные с переменным объёмом, позволяющие отбирать объём жидкости 2,0–20 мкл, 20–200 мкл, 200–1000 мкл;
- одноразовые наконечники с фильтром для полуавтоматических дозаторов, свободные от РНКаз и ДНКаз, объёмом 20 мкл, 200 мкл, 1000 мкл;
- пробирки одноразовые пластиковые объёмом 1,5 мл;
- штатив «рабочее место» для пробирок объёмом 1,5 мл;
- комплекты реагентов, предназначенные для выделения ДНК из образцов, фиксированных в формалине парафинизированных тканей (рекомендованы ПРОБА-ПК для предварительной обработки биоматериала и ПРОБА-НК-ПЛЮС для последующего выделения ДНК производства ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).

Для предобработки образцов фиксированных в формалине парафинизированных тканей дополнительно требуются<sup>1</sup>:

- де-лимонен (в зависимости от способа удаления парафина);
- 96% перегнанный этиловый спирт (в зависимости от способа удаления парафина).

---

<sup>1</sup> - при использовании рекомендованных комплектов реагентов для предобработки биоматериала и выделения ДНК дополнительные реагенты не требуются.

## 6 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Для исследования используют образцы фиксированных в формалине парафинизированных тканей опухолей.

Взятие, предобработку и хранение материала проводят в соответствии с инструкциями к комплектам реагентов для выделения ДНК из биологического материала.

### **Взятие образцов и требования к биоматериалу**

Взятие материала осуществляется только врачом патоморфологом из очага опухоли. В образцах должно присутствовать не менее 50 % опухолевых клеток. Допускается присутствие в образце 10-20 % некротизированной ткани (оба параметра оцениваются врачом патоморфологом при подготовке срезов при окраске гематоксилин-эозином).

Фиксация в формалине должна осуществляться в течение 2 часов после получения материала. Время фиксации в формалине зависит от объема препарата и не должно превышать 48-72 часов. Более длительная фиксация приводит к деградации нуклеиновых кислот. При расчете времени фиксации биоматериала необходимо учитывать, что пропитка формалином 1 мм ткани осуществляется в течение 1 часа.

Для приготовления срезов используют одноразовое, острое лезвие микротомом, отрезают 1-3 участка толщиной 5 мкм из предварительно обрезанного блока ткани, заключенной в парафин (приблизительная площадь среза до 0,5-1,5 см<sup>2</sup>). Парафиновые срезы помещают в сухие пластиковые пробирки объемом 1,5 мл. Не следует превышать рекомендуемое количество ткани, т.к. избыток ткани, заключенной в парафин, может снизить выход тотальной ДНК.

Хранят образцы при температуре от 18 °С до 25 °С. Транспортировать образцы до начала исследования следует при температуре от 2 °С до 25 °С.

### **Выделение ДНК**

Выделение ДНК из биологического материала проводят в соответствии с инструкцией к используемому комплекту реагентов. Рекомендуемые комплекты: ПРОБА-ПК для предварительной обработки биоматериала протеиназой К и ПРОБА-НК-ПЛЮС для последующего выделения ДНК.

**ВНИМАНИЕ!** При выделении ДНК из биоматериала необходимо подготовить отрицательный контрольный образец, прошедший все этапы пробоподготовки.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

### 7.1 Подготовка и проведение ПЦР (фасовка S)

**ВНИМАНИЕ!** При проведении всех последующих действий следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на пробирки со смесью для амплификации! При использовании набора реагентов строго соблюдать комплектность стрипов и крышек к ним. Не использовать крышки к стрипам из других наборов реагентов!

7.1.1 Промаркируйте необходимое количество стрипов или пробирок из стрипа: по 2 пробирки (комплектация EGFR4) или 4 (комплектация EGFR8) с запечатанной парафином смесью для амплификации для каждого исследуемого образца, положительного контрольного образца К+ и отрицательного контрольного образца К-.

Пример: Необходимо проанализировать 4 образца.

В варианте исполнения EGFR4 необходимо промаркировать 8 пробирок для исследуемых образцов, две пробирки для «К-» и две пробирки для «К+». Общее количество пробирок – 12 или 1,5 стрипа.

В варианте исполнения EGFR8 необходимо промаркировать 16 пробирок для исследуемых образцов, четыре пробирки для «К-» и четыре пробирки для «К+». Общее количество пробирок – 24 или 3 стрипа.

7.1.2 Встряхните пробирку с раствором Таq-полимеразы, затем центрифугируйте на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

7.1.3 Добавьте в каждую пробирку стрипов, не повреждая слой парафина, по 10 мкл раствора Таq-полимеразы.

7.1.4 Добавьте в каждую пробирку по одной капле (около 20 мкл) минерального масла. Закройте крышки стрипов.

7.1.5 Встряхните пробирки с исследуемыми образцами и контрольными образцами в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.1.6 Внесите в соответствующие стрипованные пробирки для исследуемых образцов, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл выделенного из образцов препарата ДНК. В пробирки «К-», «К+» ДНК не вносится.

**ВНИМАНИЕ!** Для снижения рисков контаминации следует закрывать каждый стрип после внесения образцов. Препараты ДНК и контрольные образцы следует вносить наконечниками с фильтром.

7.1.7 Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл отрицательного контрольного образца (п.6), прошедшего этап выделения ДНК в стрипованные пробирки, маркированные К-.

7.1.8 Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл положительного контрольного образца в стрипованные пробирки, маркированные К+.

7.1.9 Центрифугируйте стрипы на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

7.1.10 Установите все стрипы в амплификатор детектирующий.

7.1.11 Запустите программное обеспечение в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите файл «EGFR», затем «EGFR\_4s.ini» или «EGFR\_8s.ini» в зависимости от используемой комплектации набора реагентов. При последующих постановках добавьте в протокол тест «EGFR\_4s» или «EGFR\_8s», укажите количество и идентификаторы образцов, в том числе отрицательного и положительного контрольных образцов, отметьте расположение стрипов на матрице термоблока в соответствии с их установкой (объём реакционной смеси 35 мкл) и проведите ПЦР. При выборе тестов в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 6.

Таблица 6 – Программа амплификации для детектирующих амплификаторов ДТпрайм и ДТлайт

| № блока | Температура, °С                                     | Время |     | Число циклов | Режим оптических измерений |
|---------|---|-------|-----|--------------|----------------------------|
|         |   | мин   | с   |              |                            |
| 1       | 80,0  | 00    | 30  | 1            |                            |
|         | 94,0  | 01    | 30  |              |                            |
| 2       | 94,0  | 00    | 30  | 20           |                            |
|         | 71,1<br>инкремент по температуре<br>$\Delta t -0,3$ | 00    | 20  |              | √                          |
| 3       | 94,0  | 00    | 10  | 25           |                            |
|         | 65,0  | 00    | 20  |              | √                          |
| 4       | 80,0  | 00    | 01  | 1            |                            |
| 5       | 10,0  | ...   | ... | Хранение     |                            |

**7.2** Подготовка и проведение ПЦР (фасовка U), ручное дозирование

**ВНИМАНИЕ!** При проведении всех последующих действий следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на пробирки со смесью для амплификации! При использовании набора реагентов строго соблюдать комплектность стрипов и крышек к ним. Не использовать крышки к стрипам из других наборов!

7.2.1 Промаркируйте для каждого исследуемого образца, положительного контрольного образца К+ и отрицательного контрольного образца К- необходимое количество одноразовых пробирок или стрипов для амплификации объёмом 0,2 мл (по две для смесей EGFR-4.1 и EGFR-4.2 при использовании комплектации EGFR 4 или по четыре для смесей EGFR-8.1, EGFR-8.2, EGFR-8.3 и EGFR-8.4 при использовании комплектации EGFR 8).

Пример: Необходимо проанализировать 4 образца.

В варианте исполнения EGFR4 необходимо промаркировать 8 пробирок для исследуемых образцов, две пробирки для «К-» и две пробирки для «К+». Общее количество пробирок – 12 или 1,5 стрипа.

В варианте исполнения EGFR8 необходимо промаркировать 16 пробирок для исследуемых образцов, четыре пробирки для «К-» и четыре пробирки для «К+». Общее количество пробирок – 24 или 3 стрипа.

7.2.2 Встряхните пробирки со смесями для амплификации в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1 – 3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.2.3 Внесите в промаркированные пробирки по 6 мкл соответствующей смеси для амплификации (для каждой смеси отдельным наконечником) в соответствии со схемой:

| EGFR 4         |           |          |           |          |           |          |           |          |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Номер образца  | Образец 1 |          | Образец 2 |          | Образец 3 |          | Образец 4 |          |
| Пробирка       | 1         | 2        | 3         | 4        | 5         | 6        | 7         | 8        |
| Вносимая смесь | EGFR-4.1  | EGFR-4.2 | EGFR-4.1  | EGFR-4.2 | EGFR-4.1  | EGFR-4.2 | EGFR-4.1  | EGFR-4.2 |

  

| EGFR 8         |           |          |          |          |           |          |          |          |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Номер образца  | Образец 1 |          |          |          | Образец 2 |          |          |          |
| Пробирка       | 1         | 2        | 3        | 4        | 5         | 6        | 7        | 8        |
| Вносимая смесь | EGFR-8.1  | EGFR-8.2 | EGFR-8.3 | EGFR-8.4 | EGFR-8.1  | EGFR-8.2 | EGFR-8.3 | EGFR-8.4 |

7.2.4 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером и полимеразой ТехноТaq МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

**ВНИМАНИЕ!** Полимеразу ТехноТaq МАХ доставать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

7.2.5 Приготовьте смесь ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq МАХ. Смешайте в отдельной пробирке:

- 6 x (N+1) мкл ПЦР-буфера,
- 0,3 x (N+1) мкл полимеразы ТехноТaq МАХ,

где N – количество промаркированных пробирок с учётом контрольных образцов.

Пр и м е р : Необходимо проанализировать 4 образца, «К-», «К+».

В варианте исполнения EGFR4 промаркированных пробирок – 12. Необходимо приготовить смесь ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ для 13 (12+1) пробирок, т.е. 78 мкл ПЦР-буфера + 3,9 мкл полимеразы ТехноТaq МАХ.

В варианте исполнения EGFR8 промаркированных пробирок – 24. Необходимо приготовить смесь ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ для 25 (24+1) пробирок, т.е. 150 мкл ПЦР-буфера + 7,5 мкл полимеразы ТехноТaq МАХ.

7.2.6 Встряхните пробирку со смесью ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

**ВНИМАНИЕ!** Смесь ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ необходимо готовить непосредственно перед использованием, хранение смеси не допускается.

7.2.7 Добавьте в каждую пробирку со смесью для амплификации по 6 мкл смеси ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq МАХ.

**ВНИМАНИЕ!** После добавления смеси ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ в пробирки со смесями для амплификации необходимо в течение двух часов выполнить пп. 7.2.8 – 7.2.14.

7.2.8 Встряхните пробирки с исследуемыми образцами и контрольными образцами в течение 3-5 с на микроцентрифуге-вортексе и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.2.9 Внесите в соответствующие пробирки для исследуемых образцов по 6,0 мкл выделенного из образцов препарата ДНК (см.7.2.3). В пробирки «К-», «К+» ДНК не вносится.

**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения контаминации следует перед внесением ДНК открывать крышки только тех пробирок, в которые будет вноситься данный образец, и закрывать их перед внесением следующего. Препараты ДНК и контрольные образцы следует вносить наконечниками с фильтром.

7.2.10 Внесите в пробирки, маркированные К-, по 6,0 мкл отрицательного контрольного образца, прошедшего этап выделения ДНК (п.6).

7.2.11 Внесите в соответствующие пробирки по 6,0 мкл положительного контрольного образца "К+".

7.2.12 Центрифугируйте пробирки на микроцентрифуге-вортексе в течение 1 – 3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.2.13 Установите все стрипы в амплификатор детектирующий.

7.2.14 Запустите программное обеспечение в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите файл «EGFR», затем «EGFR\_4u.ini» или «EGFR\_8u.ini», в зависимости от используемой комплектации набора реагентов. При последующих постановках добавьте в протокол тест «EGFR\_4u» или «EGFR\_8u», укажите количество и идентификаторы образцов, в том числе отрицательного и положительного контрольных образцов, отметьте расположение стрипов на матрице термоблока в соответствии с их установкой (объем реакционной смеси 18 мкл) и проведите ПЦР. При выборе тестов в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 7.



Таблица 7 – Программа амплификации для детектирующих амплификаторов ДТпрайм и ДТлайт

| № блока | Температура, °С                                      | Время |     | Число циклов | Режим оптических измерения |
|---------|--|-------|-----|--------------|----------------------------|
|         |  | мин   | с   |              |                            |
| 1       | 80,0   | 00    | 30  | 1            |                            |
|         | 94,0   | 5     | 00  |              |                            |
| 2       | 94,0   | 00    | 30  | 20           |                            |
|         | 71,1<br>инкремент по температуре<br>$\Delta t - 0,3$ | 00    | 20  |              | √                          |
| 3       | 94,0   | 00    | 10  | 25           |                            |
|         | 65,0   | 00    | 20  |              | √                          |
| 4       | 80,0   | 00    | 01  | 1            |                            |
| 5       | 10,0   | ...   | ... | Хранение     |                            |

**7.3** Подготовка и проведение ПЦР (фасовка U) с использованием дозирующего устройства ДТстрим

**ВНИМАНИЕ!** При проведении всех последующих действий следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на пробирки со смесью для амплификации.

7.3.1 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером и полимеразой ТехноТақ МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

**ВНИМАНИЕ!** Полимеразу ТехноТақ МАХ доставать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

7.3.2 В отдельной пробирке приготовьте смесь ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТақ МАХ согласно руководству по эксплуатации к дозирующему устройству.

7.3.3 Встряхните пробирку со смесью ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТақ МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

**ВНИМАНИЕ!** Смесь ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТақ МАХ необходимо готовить непосредственно перед использованием, хранение смеси не допускается.

7.3.4 Установите пробирки: со смесями для амплификации, со смесью ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТақ МАХ, с препаратами ДНК, положительным контрольным образцом "К+" и отрицательным контрольным образцом, а также микропланшет ПЦР на рабочий стол ДТстрим и проведите дозирование компонентов согласно руководству по эксплуатации к дозирующему устройству.

- 7.3.5 Поместите аккуратно, не встряхивая микропланшет ПЦР в подложку герметизирующего устройства ДТпак после завершения программы на дозирующем устройстве ДТстрим.
- 7.3.6 Проведите процедуру запечатывания микропланшет ПЦР полимерной термопленка согласно инструкции к прибору ДТпак.
- 7.3.7 Центрифугируйте микропланшет ПЦР при 100 x g в течение 30 с.
- 7.3.8 Установите микропланшет ПЦР в детектирующий амплификатор.
- 7.3.9 Запустите программное обеспечение в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите файл «EGFR», затем «EGFR\_4u.ini» или «EGFR\_8u.ini», в зависимости от используемой комплектации набора реагентов. При последующих постановках добавьте в протокол тест «EGFR\_4u» или «EGFR\_8u», укажите количество и идентификаторы образцов, в том числе отрицательного и положительного контрольных образцов, отметьте расположение образцов на матрице термоблока в соответствии с их установкой (объём реакционной смеси 18 мкл) и проведите ПЦР. При выборе тестов в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 7.

## **8 РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ**

- 8.1 Регистрация сигнала флуоресценции проводится прибором автоматически во время амплификации.
- 8.2 Учёт результатов реакции осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения, поставляемого с амплификатором детектирующим.
- 8.3 После окончания программы амплификации на экране появится соответствующее информационное сообщение и будет предложено перейти к анализу результатов (п. 4.6 части 1 («Работа с прибором») Руководства по эксплуатации для амплификаторов детектирующих).
- 8.4 На графике будет отображена зависимость флуоресценции от номера цикла для каждой пробирки в термоблоке. В таблицах будут показаны идентификатор образца, название исследования, индикаторный цикл Ср.
- 8.5 После прохождения амплификации программное обеспечение сравнивает заданное оператором расположение пробирок с реальным положением маркера (флуоресцентной метки Rox), и, если находит несовпадение, то предупреждает оператора об этом. Оператору следует либо расположить данные из каждой отдельной пробирки в соответствующем порядке вручную, либо повторить исследование данного образца, правильно расположив пробирки в термоблоке.

## 9 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

**9.1** Анализ и интерпретация результатов осуществляются автоматически. При анализе результатов определяют наличие или отсутствие мутации в анализируемых образцах, в случае наличия мутации определяют долю мутантного аллеля в образце.

Рекомендуется пройти обучение по проведению анализа и интерпретации результатов. Контактные данные службы клиентской поддержки представлены в разделе 16 Инструкции по применению.

**9.2** Для положительного контрольного образца должен регистрироваться экспоненциальный рост флуоресценции по соответствующим каналам Fam, Hex, Rox и Cy5 (указано значение индикаторного цикла). Доля мутантных аллелей должна находиться в диапазоне 10-100%.

При отсутствии экспоненциального роста флуоресценции (отсутствие индикаторного цикла) и несоответствии доли мутантных аллелей заданному диапазону результаты считают недостоверными. В этом случае требуется повторная постановка амплификации всей партии образцов.

**9.3** В отрицательном контрольном образце должен отсутствовать экспоненциальный рост флуоресценции по каналу Fam, Hex и Rox (отсутствие индикаторного цикла). Значения C<sub>p</sub> для KVM по каналу Cy5 должны отсутствовать или более 38 цикла.

При наличии амплификации по каналам Fam, Hex, Rox, а также значении C<sub>p</sub> по каналу Cy5 менее 38 цикла результаты всей постановочной серии считают недостоверными. В этом случае необходимо проведение специальных мероприятий для устранения контаминации.

## 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 10.1 Транспортирование

10.1.1 Транспортирование набора осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре, соответствующей условиям хранения компонентов, входящих в состав набора.

10.1.2 Допускается транспортирование в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 °С до 25 °С внутри контейнера не более 5 суток.

10.1.3 Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

## 10.2 Хранение

10.2.1 Компоненты набора реагентов, за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора реагентов.

10.2.2 Полимеразу ТехноТaq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С в течение всего срока годности набора реагентов.

10.2.3 Смеси для амплификации и смеси для амплификации, запечатанные парафином, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в защищённом от света месте в течение всего срока годности набора реагентов.

## 10.3 Указания по эксплуатации

10.3.1 Набор реагентов должен применяться согласно действующей версии утверждённой инструкции по применению.

10.3.2 После вскрытия упаковки компоненты набора реагентов следует хранить при следующих условиях:

- компоненты набора реагентов, за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С, в течение всего срока годности набора реагентов;
- смеси для амплификации и смеси для амплификации, запечатанные парафином, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в защищённом от света месте в течение всего срока годности набора реагентов;
- полимеразу ТехноТaq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С в течение всего срока годности набора реагентов.

## 11 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

11.1 При использовании набора реагентов в клинико-диагностической лаборатории образуются отходы класса В, которые утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и МУ 1.3.2569-09.

11.2 Наборы реагентов, пришедшие в непригодность, в связи с истечением срока годности, повреждением упаковки, относятся к классу А и подлежат утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 12.1** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора реагентов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.
- 12.2** Срок годности набора реагентов и контрольных образцов – 12 месяцев при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 13 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Набор реагентов предназначен для одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

## 14 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

|   |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
|    | Только для in vitro диагностики |    | Дата производства                           |
|    | Температурный диапазон          |    | Содержит инструкцию по применению           |
|    | Количество определений          |    | Каталожный номер                            |
|   | Годен до                        |   | Адрес производителя                         |
|  | Серия набора реагентов          |  | Не допускается воздействие солнечного света |
|  | Не стерильно                    |  | Одноразовое использование                   |

## 15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования безопасности.

ГОСТ Р 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ Р 51088-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации.

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения.

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования.

ГОСТ Р ИСО 23640-2015 Изделия медицинские для диагностики *in vitro*. Оценка стабильности реагентов для диагностики *in vitro*

ГОСТ Р 51352-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Методы испытаний.

Примечание – Указанные выше стандарты были действующими на момент утверждения инструкции по применению. В дальнейшем, при пользовании документом, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на текущий момент. Если ссылочный документ заменён или изменён, то при применении настоящего документа следует пользоваться заменённым (изменённым) документом.

## 16 АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

Производство наборов реагентов имеет сертифицированную систему менеджмента качества и соответствует требованиям стандарта систем менеджмента качества ISO 9001 в области разработки, производства и продажи IVD реагентов и приборов для молекулярно-генетической диагностики, и другого лабораторного применения, и EN ISO 13485 в области разработки, производства и продажи IVD реагентов и приборов для медицинской молекулярно-генетической диагностики.

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ДНК-Технология ТС», ООО «ДНК-Технология ТС», Россия.

**Адрес производителя:** ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

**Место производства:** ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Рекламации по вопросам качества набора реагентов EGFR следует направлять по адресу: ООО «ДНК-Технология», 117587, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное, ш. Варшавское, д. 125Ж, к. 5, этаж 1, пом. 12, тел./факс +7 (495) 640-17-71, [www.dna-technology.ru](http://www.dna-technology.ru)

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный),

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: [hotline@dna-technology.ru](mailto:hotline@dna-technology.ru), [www.dna-technology.ru](http://www.dna-technology.ru)

ООО «ДНК-Технология»

117587, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное,  
ш. Варшавское, д. 125Ж, к. 5, этаж 1, пом. 12

Тел./факс +7 (495) 640-17-71

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный)

E-mail: [hotline@dna-technology.ru](mailto:hotline@dna-technology.ru)