



175-7 2023-05-25



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для выявления, типирования и количественного определения
вируса папилломы человека методом ПЦР

HPV КВАНТ

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/08811 от 12 марта 2020 года

ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед началом работы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 НАЗНАЧЕНИЕ	10
2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА	11
2.1 Состав набора	11
2.2 Число анализируемых проб биологического материала	13
2.3 Принцип действия	13
2.4 Время проведения анализа.	15
3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА	16
3.1 Аналитическая специфичность анализа	16
3.2 Предел обнаружения	16
3.3 Диагностические характеристики	16
4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	17
5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	19
6 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ	20
6.1 Материалы для исследования	20
6.2 Взятие образцов соскобов эпителиальных клеток	20
6.2.1 Общие требования	20
6.2.2 Материал для исследований	21
6.2.3 Особенности взятия материала из уретры	21
6.2.4 Особенности взятия материала из влагалища	21
6.2.5 Особенности взятия материала из влагалища с использованием устройства для самостоятельного забора проб	21
6.2.6 Особенности взятия материала из цервикального канала	21
6.2.7 Особенности взятия материала с шейки матки	21
6.2.8 Порядок взятия соскобного материала в пробирку с транспортной средой	22
6.2.9 Особенности получения секрета предстательной железы	22
6.2.10 Особенности получения эякулята	22
6.2.11 Моча	23
6.2.12 Биопсийный материал	23
6.3 Транспортировка и хранение исследуемых образцов	23
6.4 Подготовка (клинического) материала для исследования	23
7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА	24
7.1 Выделение ДНК из биологического материала	24
7.2 Подготовка и проведение ПЦР. Фасовка S	24
7.3 Подготовка и проведение ПЦР. Фасовка А	27
8 РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ	31
9 УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР	32

10	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	34
10.1	Транспортирование	34
10.2	Хранение.....	34
10.3	Указания по эксплуатации	34
11	УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	35
12	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	35
13	РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	35
14	СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ НАБОРА	36
15	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	37
16	АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ	38

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей инструкции используются следующие сокращения и обозначения:

ВПЧ	- вирус папилломы человека
ВОЗ	- Всемирная Организация Здравоохранения
CIN	- Cervical Intraepithelial Neoplasia
AIN	- Anal Intraepithelial Neoplasia
РШМ	- рак шейки матки
ПЦР	- полимеразная цепная реакция
ЛИС	- лабораторная информационная система
ИВ	- интерферирующие вещества
ДНК	- дезоксирибонуклеиновая кислота
ВК	- внутренний контроль
К+	- положительный контрольный образец
К-	- отрицательный контрольный образец

ВВЕДЕНИЕ

Папилломавирусная инфекция уrogenитального тракта – одна из наиболее часто встречающихся инфекций, передающихся преимущественно половым путем, возбудителем которой является вирус папилломы человека (ВПЧ). Известно более 100 типов ВПЧ, подробно описано около 80, из них более 30 поражают эпителий уrogenитального тракта, где наиболее чувствительна зона трансформации шейки матки и аногенитальной области. Вирус обладает тропностью к эпителиальным клеткам человека (наиболее чувствительна зона трансформации шейки матки), может вызывать доброкачественную пролиферацию тканей, а может быть причиной неопластической трансформации эпителия – предракового состояния и, соответственно, развития рака. По способности вызывать злокачественное перерождение эпителия, папилломавирусы делят на две группы – высокого (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типы) и низкого (6, 11, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 50 типы) онкогенного риска. Низкоонкогенные типы ассоциированы с доброкачественной пролиферации кожи и слизистых уrogenитальной, анальной областей, ротовой полости, гортани, проявляясь в виде генитальных и венерических бородавок, остроконечных и экзофитных кондилом. Высокоонкогенные типы ассоциированы с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями, наиболее эпидемиологически значимыми являются неопластическая трансформация шейки матки (CIN) и анальной области (AIN). Плоскоклеточному анальному раку, также как и раку шейки матки, предшествуют предраковые поражения эпителиальной ткани. Наличие у женщин генитальных неоплазий повышает риск развития анального рака. В последние годы заболеваемость раком прямой кишки и ануса увеличивается на 1,7 % в год, составляя 19,79 случаев на 100 тыс. населения, смертность – 11,56 случаев на 100 тыс. населения. На сегодняшний день доказана связь между персистенцией ВПЧ высокого онкогенного риска и развитием рака шейки матки. Заболеваемость РШМ не имеет тенденции к снижению, оставаясь на высоком уровне (21,27 случаев на 100 тыс. населения), в 8,44 случаях на 100 тыс. населения являясь причиной летального исхода [1; 3; 5; 7].

Рак шейки матки – одно из немногих злокачественных заболеваний с установленным этиологическим фактором. Высокоонкогенный ВПЧ может длительно персистировать в организме женщины, не вызывая РШМ, поэтому одного инфицирования эпителиальных клеток ВПЧ не достаточно для развития ракового перерождения. Возможно длительное, в течение десятилетий, латентное течение папилломавирусной инфекции, без клинических проявлений, характеризующееся бессимптомным ВПЧ-носительством, выявляемое только с помощью молекулярно-биологических методов. В возрасте до 30 лет, в 80 % случаев вирус может самопроизвольно элиминироваться из организма в течение 24 месяцев и не иметь клинического значения. После 35 лет ВПЧ персистирует более продолжительное время. Скорость элиминации ВПЧ зависит от иммунореактивности клеток организма хозяина. Таким образом, выявление ВПЧ может являться фактором риска развития неопластической трансформации в будущем, а может быть маркером высокой вероятности наличия неопластической трансформации в данный момент [2; 4; 9].

Диагноз РШМ устанавливается на основании специфичных изменений в клеточных структурах, выявленных цитологическим методом. Однако по ряду объективных причин (высокая стоимость, нехватка врачей-цитологов в РФ и др.) метод не может быть широко внедрен в рутинную практику. Поэтому цитологическое исследование целесообразно использовать в качестве подтверждающего теста при проведении скрининга с использованием молекулярно-генетических методов, в т. ч. ПЦР. Выявление ВПЧ с помощью метода ПЦР позволяет отнести вирус-позитивных женщин к группе высокого риска развития неоплазии. Такие пациентки нуждаются в цитологическом обследовании для выбора тактики дальнейшего наблюдения и, при необходимости, лечения. ВПЧ-отрицательные пациентки могут не подвергаться цитологическому скринингу, т.е. применение молекулярно-генетических методов исследования позволяет заменить популяционный цитологический скрининг на скрининг в группе риска. Во избежание гипердиагностики и полипрагмазии скрининговые исследования с использованием молекулярно-генетических методов должны начинаться с 30-летнего возраста и проводиться с интервалом в 5 лет [2; 6; 8].

У мужчин ВПЧ-инфекция может вызывать нарушение показателей подвижности и фрагментацию ДНК в сперматозоидах [10]. В 2016 году была опубликована новая классификация ВОЗ рака полового члена. В этой классификации плоскоклеточные карциномы полового члена подразделяются на опухоли, связанные и не связанные с ВПЧ [11]. Генотипы высокого риска, такие как 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58, среди прочего, преимущественно инфицируют участки слизистой оболочки и связаны с развитием некоторых видов рака полового члена и анального канала у мужчин [12]. По данным метаанализа из 4199 случаев рака полового члена около половины случаев были связаны с ВПЧ-инфекцией [13] и ВПЧ-тестирование и экспрессии p16 имеют прогностическое значение в некоторых случаях, ВПЧ-ассоциированного рака у мужчин [14].

Присутствие вируса ВПЧ в сперме наблюдается у мужчин с воспалительными заболеваниями предстательной железы [15]. Также показана роль ВПЧ-инфекции в развитии рака предстательной железы [16,17,18]. Обнаружение у мужчин ВПЧ-16 служит маркером повышенного риска развития этого вида рака [18].

Вирус папилломы человека также может обнаруживаться в моче при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы у женщин и мужчин [19,20], при онкопатологии шейки матки у женщин [21] и раке предстательной железы у мужчин [19].

Список литературы

- 1 Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, Г.М. Савельевой, И.Б. Манухина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1088 с.
- 2 Заболевания шейки матки и генитальные инфекции / Под ред. Проф. В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 384 с.
- 3 Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность) / Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2017. – 250 с.
- 4 Профилактика рака шейки матки: руководство для врачей / Под ред. акад. РАМН Г.Т.Сухих, проф. В.Н. Прилепской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 192 с.
- 5 Совершенствование методов диагностики и лечения предраковых заболеваний аногенитальной области, обусловленных ВПЧ-инфекцией: автореферат дис. ... кандидата медицинских наук: 14.01.01 / Л. А. Суламанидзе. – М., 2016. – 25 с.
- 6 Цитологический скрининг рака шейки матки [Текст]: методические рекомендации / С.Л. Воробьев, Т.М. Иванова, И.Н. Костючек, В.И. Новик, Е.Н. Славнова, В.П. Трошин, И.П. Шабалова. – Смоленск, 2013. – 15 с.
- 7 Anal human papillomavirus infection and abnormal anal cytology in women with genital neoplasia / I.U. Park, J.W. Ogilvie, K.E. Anderson, Zhong-ze Li, L. Darrah, R. Madoff, L. Downs // Gynecol Oncol. – 2009. – Vol. 114 (3). – P. 399-403.
- 8 Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials / G. Ronco, J. Dillner, K.M. Elfstrom, S. Tunesi, P.J. Snijders, M. Arbyn, H. Kitchener, N. Segnan, C. Gilham, P. Giorgi-Rossi, J. Berkhof, J. Peto, C.J. Meijer // Lancet. – 2014. – Vol. 383. – № 9916. – P. 524-532.
- 9 Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial / G. Ronco, P. Giorgi-Rossi, F. Carozzi, M. Confortini, P. Dalla Palma, A. Del Mistro, B. Ghiringhello, S. Girlando, A. Gillio-Tos, L. De Marco, C. Naldoni, P. Pierotti, R. Rizzolo, P. Schincaglia, M. Zorzi, M. Zappa, N. Segnan, J. Cuzick // The Lancet. Oncology. – 2010. – Vol. 11. – № 3. – P. 249-257.
- 10 Boeri L, Capogrosso P, Ventimiglia E et al. High-risk human papillomavirus in semen is associated with poor sperm progressive motility and a high sperm DNA fragmentation index in infertile men. Hum Reprod. 2019 Feb 1;34 (2):209-217.
- 11 Moch H, Cubilla A.L, Humphrey PA, et al. The 2016 WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs-part a: renal, penile, and testicular tumours. Eur Urol 2016; 70: 93–105.
- 12 Parkin D.M., Bray F. Chapter 2: The burden of HPV-related cancers. Vaccine, 2006, V 24, Supplement 3, Pages S11-S25.
- 13 Olesen T.B., Sand F.L., Rasmussen C.L. et al. Prevalence of human papillomavirus DNA and p16INK4a in penile cancer and penile intraepithelial neoplasia: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol 2019; 20: 145–58

- 14 Sand FL, Rasmussen CL, Frederiksen MH et al. Prognostic Significance of HPV and p16 Status in Men Diagnosed with Penile Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*; 2018, 27(10); 1123-32.
- 15 La Vignera S., Condorelli R.A., Cannarella R. et al. High rate of detection of ultrasound signs of prostatitis in patients with HPV-DNA persistence on semen: role of ultrasound in HPV-related male accessory gland infection. *J Endocrinol Invest*. 2019 Dec;42(12):1459-1465. doi: 10.1007/s40618-019-01069-8.
- 16 Yin B., Liu W., Yu P. et al. Association between human papillomavirus and prostate cancer: A meta-analysis. *Oncol Lett*. 2017 Aug;14(2):1855-1865. doi: 10.3892/ol.2017.6367
- 17 Moghoofei M., Keshavarz M., Ghorbani S. et al. Association between human papillomavirus infection and prostate cancer: A global systematic review and meta-analysis. *Asia Pac J Clin Oncol*. 2019 Oct;15(5):e59-e67. doi: 10.1111/ajco.13124.
- 18 Russo G.I., Calogero A.E., Condorelli R.A. et al. Human papillomavirus and risk of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. *Aging Male*. 2018 Mar 23:1-7. doi: 10.1080/13685538.2018.1455178.
- 19 Nakashima K, Shigehara K, Kitamura T. et al. Risk factors for human papillomavirus detection in urine samples of heterosexual men visiting urological clinics in Japan. *J Infect Chemother*. 2018 Sep;24(9):713-717. doi: 10.1016/j.jiac.2018.04.011.
- 20 Javanmard B., Barghi M.R., Amani D., Fallah Karkan M, Mazloomfard M.M. Human Papilloma Virus DNA in Tumor Tissue and Urine in Different Stage of Bladder Cancer. *Urol J*. 2019 Aug 18;16(4):352-356. doi: 10.22037/uj.v0i0.4181.
- 21 Pattyn J., Van Keer S., Biesmans S. et al. Human papillomavirus detection in urine: Effect of a first-void urine collection device and timing of collection. *J Virol Methods*. 2019 Feb;264:23-30. doi: 10.1016/j.jviromet.2018.11.008.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящая инструкция распространяется на Набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения вируса папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ), далее по тексту – набор реагентов.

1.2 Набор реагентов предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 в биологическом материале человека (соскобы эпителиальных клеток, секрет простаты, эякулят, моча, биоптат) методом полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени.

1.3 Функциональное назначение медицинского изделия: Изделие предназначено для диагностики *in vitro* (выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 в биологическом материале человека).

1.4 Показания к проведению исследования: профилактический ВПЧ-скрининг предрака и рака шейки матки, диспансерный мониторинг пациентов с ВПЧ-инфекцией, диагностика ВПЧ-инфекции при онкопатологии шейки матки, полового члена, предстательной железы, ануса, гортани, воспалительных заболеваниях мочеполовой системы у женщин и мужчин.

1.5 Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Противопоказаний к применению нет.

1.6 Набор может быть использован в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике.

1.7 Потенциальные пользователи: квалифицированный персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клиничко-диагностической лаборатории.

1.8 Применять набор реагентов строго по назначению согласно данной инструкции по применению.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Набор реагентов выпускается в следующих вариантах исполнения и фасовки:

- HPV квант-21, фасовка S;
- HPV квант-21, фасовка А;
- HPV квант-15, фасовка S;
- HPV квант-4, фасовка S.

Варианты исполнения различаются количеством показателей определяемых набором реагентов:

- HPV квант-21 – предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 генотипов.
- HPV квант-15 – предназначен для выявления, группового типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 генотипов.
- HPV квант-4 – предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека HPV 6, 11, 16, 18 генотипов.

2.1 Состав набора

2.1.1 HPV квант-21

REF R1-P317-XA/4, фасовка А			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество пробирок	Номинальный объём компонента
Смеси для амплификации Стрим	Прозрачная голубая или светло-розовая жидкость	2 стрипа по 8 пробирок	по 120 мкл
ПЦР-буфер Стрим-К	Прозрачная бесцветная жидкость	2 пробирки	по 600 мкл
Полимераза ТехноТaq МАХ	Прозрачная бесцветная вязкая жидкость	2 пробирки	по 60 мкл
Буфер для разведения ДНК	Прозрачная бесцветная жидкость	4 пробирки	по 1,0 мл
Положительный контрольный образец	Прозрачная бесцветная жидкость	2 пробирки	по 100 мкл
Стрипы по 8 пробирок	10т.		

REF R1-P317-S3/5, фасовка S			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество пробирок	Номинальный объём компонента
Смеси для амплификации, запечатанные парафином	Прозрачная бесцветная или голубая жидкость, под воскообразным белым слоем	24 стрипа по 8 пробирок	по 20 мкл
Раствор Taq-полимеразы МАХ	Прозрачная бесцветная жидкость	4 пробирки	по 500 мкл
Минеральное масло	Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость	4 пробирки	по 1,0 мл
Положительный контрольный образец	Прозрачная бесцветная жидкость	1 пробирка	160 мкл
Крышки для стрипов	24 шт.		

2.1.2 HPV квант-15

REF R1-P316-S3/4, фасовка S			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество пробирок	Номинальный объём компонента
Смеси для амплификации, запечатанные парафином	Прозрачная бесцветная или голубая жидкость, под воскообразным белым слоем	24 стрипа по 8 пробирок	по 20 мкл
Раствор Taq-полимеразы МАХ	Прозрачная бесцветная жидкость	4 пробирки	по 500 мкл
Минеральное масло	Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость	4 пробирки	по 1,0 мл
Положительный контрольный образец	Прозрачная бесцветная жидкость	1 пробирка	160 мкл
Крышки для стрипов	24 шт.		

2.1.3 HPV квант-4

REF R1-P315-S3/4, фасовка S			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество пробирок	Номинальный объём компонента
Смесь для амплификации HPV 6, 11, запечатанная парафином	Прозрачная голубая жидкость, под воскообразным белым слоем	6 стрипов по 8 пробирок	по 20 мкл
Смесь для амплификации HPV 16, 18, запечатанная парафином	Прозрачная бесцветная жидкость, под воскообразным голубым слоем	6 стрипов по 8 пробирок	по 20 мкл
Смесь для амплификации КВМ, запечатанная парафином	Прозрачная бесцветная жидкость, под воскообразным белым слоем	6 стрипов по 8 пробирок	по 20 мкл
Раствор Taq-полимеразы	Прозрачная бесцветная жидкость	3 пробирки	по 500 мкл
Минеральное масло	Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость	3 пробирки	по 1,0 мл
Положительный контрольный образец	Прозрачная бесцветная жидкость	1 пробирка	160 мкл
Крышки для стрипов	18 шт.		

2.2 Число анализируемых проб биологического материала

Набор реагентов предназначен для одноразового применения и рассчитан:

- в варианте исполнения HPV квант-21:
 - в фасовке А, на 48 определений, включая исследования положительных и отрицательных контрольных образцов.
 - в фасовке S, на 24 определения, включая исследования положительных и отрицательных контрольных образцов.
- в варианте исполнения HPV квант-15 (фасовка S) на 48 определений, включая исследования положительных и отрицательных контрольных образцов.
- в варианте исполнения HPV квант-4 (фасовка S) на 48 определений, включая исследования положительных и отрицательных контрольных образцов.

2.3 Принцип действия

Метод: Полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени; качественный и количественный мультиплексный анализ.

Принцип метода основан на использовании процесса амплификации ДНК с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Процесс амплификации заключается в повторяющихся циклах температурной денатурации ДНК, отжига праймеров с комплементарными последовательностями и последующей достройке полинуклеотидных цепей с этих праймеров Taq-полимеразой.

Для повышения чувствительности и специфичности реакции предусмотрено применение «горячего» старта, который обеспечивается для стандартной фасовки набора реагентов методикой приготовления реакционной смеси, состоящей из двух слоев, разделенных прослойкой из парафина, для автоматизированной фасовки – модификацией

полимеразы ТехноТақ МАХ. Используемый подход исключает неспецифический отжиг праймеров на ДНК-мишени при начальном прогреве пробирки.

В смеси для амплификации введены ДНК-зонды, каждый из которых несёт флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. При образовании специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к возрастанию уровня флуоресценции, который фиксируется детектирующим амплификатором. Количество разрушенных зондов (а, следовательно, и уровень флуоресценции) возрастает пропорционально количеству образовавшихся специфических ампликонов и измеряется на каждом цикле амплификации.

В наборе, в состав смесей для амплификации добавлен внутренний контроль, предназначенный для оценки эффективности протекания полимеразной цепной реакции.

Одна из смесей предназначена для амплификации геномной ДНК человека и используется для контроля взятия клинического материала и нормирования количества ДНК HPV на количество клеток человека в данном образце.

В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции продуктов амплификации, включены флуоресцентные метки Fam, Rox и Cy5. В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции продуктов амплификации внутреннего контроля (ВК), входит флуоресцентный краситель Hex (таблица 1).

Использование нескольких флуоресцентных красителей позволяет сократить количество пробирок, поскольку появляется возможность одновременно регистрировать результаты разных реакций амплификации, проходящих в одной пробирке.

В определенные пробирки набора в вариантах исполнения HPV квант-21 и HPV квант-15 добавлен олигонуклеотид с флуоресцентной меткой Rox – «Маркер». Он используется прибором как маркер определения положения стрипа в термоблоке детектирующего амплификатора. После прохождения амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора сравнивает заданное оператором расположение пробирок с реальным положением маркера, и, если находит несовпадение, то предупреждает оператора об этом несоответствии.

Исследование с использованием набора реагентов HPV КВАНТ состоит из этапов выделения ДНК (пробоподготовка) и проведения ПЦР в режиме реального времени.

Для проведения ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени используют детектирующие амплификаторы (ООО «НПО ДНК-Технология»): ДТлайт¹, ДТпрайм² и ДТ-96 со специальным программным обеспечением.

¹ - только модели 4S1; 4S2; 5S1; 5S2; 6S1; 6S2

² - только модели 4M1; 4M3; 4M6; 5M1; 5M3; 5M6; 6M1; 6M3; 6M6

Таблица 1 – Перечень показателей, выявляемых набором, каналы детекции продуктов амплификации и цветовая кодировка

HPV квант-21					
№ пробирки в стрипе	Каналы детекции				Цвет смеси / парафина*
	Fam	Hex	Rox	Cy5	
1	HPV 31	BK	HPV 35	HPV 16	Голубой / Белый
2	HPV 52	BK	HPV 33	HPV 68	Бесцветный или светло-розовый**/ Белый
3	HPV 45	BK	HPV 82	HPV 51	
4	HPV 6	BK	HPV 44	HPV 11	
5	HPV 18	BK	HPV 39	HPV 58	
6	HPV 66	BK	HPV 26	HPV 53	
7	HPV 59	BK	HPV 56	HPV 73	
8	KBM	BK	маркер	отсутствует	
* - парафин присутствует только в пробирках со смесью для амплификации фасовки S ** - для наборов в фасовке А					
HPV квант-15					
№ пробирки в стрипе	Каналы детекции				Цвет смеси / парафина
	Fam	Hex	Rox	Cy5	
1, 5	HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58	BK	отсутствует	HPV 56	Голубой / Белый
2, 6	HPV 18, 39, 45, 59	BK	отсутствует	HPV 6, 11	Бесцветный / Белый
3, 7	HPV 51	BK	маркер	HPV 68	
4, 8	KBM	BK	отсутствует	отсутствует	
HPV квант-4					
Смесь для амплификации	Каналы детекции				Цвет смеси / парафина
	Fam	Hex	Rox	Cy5	
HPV 6,11	HPV 6	BK	отсутствует	HPV 11	Голубой / Белый
HPV 16,18	HPV 18	BK	отсутствует	HPV 16	Бесцветный / Голубой
KBM	KBM	BK	отсутствует	отсутствует	Бесцветный / Белый

2.4 Время проведения анализа (с учётом пробоподготовки) – от 2,5 часов.

3 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

3.1 Аналитическая специфичность анализа

В образцах исследуемого материала, содержащих ДНК выявляемого генотипа HPV, во время проведения амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора фиксирует положительные результаты для специфических продуктов по заявленным каналам детекции.

В образцах исследуемого материала, не содержащих ДНК выявляемого генотипа HPV, при проведении амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора фиксирует отрицательные результаты для специфических продуктов по заявленным каналам детекции.

В образцах исследуемого материала, в котором присутствует геномная ДНК человека, при проведении амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора фиксирует положительный результат в соответствующей пробирке.

В образцах биологического материала, в котором отсутствует геномная ДНК человека, при проведении амплификации программное обеспечение детектирующего амплификатора фиксирует отрицательный результат в соответствующей пробирке.

Показано отсутствие неспецифических положительных результатов амплификации при наличии в образце ДНК следующих бактерий и вирусов: *Ureaplasma urealyticum*, *Ureaplasma parvum*, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, *Mycoplasma hominis*, *Chlamydia trachomatis*, *Candida albicans*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Lactobacillus spp.*, EBV, HHV6, HHV8, HSV1, HSV2, VZV.

3.2 Предел обнаружения

Предел обнаружения для генотипов HPV составляет 5 копий ДНК на амплификационную пробирку (10^3 копий/мл препарата ДНК). Предел обнаружения установлен путем анализа серийных разведений лабораторных контрольных образцов (ЛКО).

Предел обнаружения зависит от вида биоматериала, используемого комплекта/набора реагентов для выделения ДНК и конечного объема элюции (разведения) выделенной ДНК.

Пример: Предел обнаружения для набора составляет 600 копий/образец при выделении ДНК из образца комплектами/наборами ПРОБА-НК-ПЛЮС, ПРОБА-ГС-ПЛЮС, ПРОБА-МЧ (объем элюции 300 мкл).

3.3 Диагностические характеристики

Количество образцов (n) – 191;

Диагностическая чувствительность составляет (95% ДИ) – 99,3% (96,7; 100%);

Диагностическая специфичность составляет (95% ДИ) – 99,9% (99,8; 99,9%).

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Организация работы ПЦР-лаборатории, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52905-2007, методических указаний МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот, при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности», с соблюдением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Исследуемые образцы рассматриваются как потенциально-опасные.

К работе с набором реагентов допускается только персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клиничко-диагностической лаборатории.

При работе с набором следует надевать одноразовые перчатки без талька (неопудренные).

Использовать только новые наконечники и пробирки.

Приготовление реакционной смеси следует проводить в ПЦР-боксах.

Этап ПЦР в реальном времени следует проводить в помещении, снабженном комплектами полуавтоматических или автоматических дозаторов, халатами и прочими принадлежностями.

Все лабораторное оборудование, в том числе дозаторы, штативы, лабораторная посуда, халаты, головные уборы и пр., а также растворы реагентов должны быть строго стационарными. Запрещается их перемещение из одного помещения в другое.

Дозаторы должны быть соответствующим образом поверены (в аккредитованных лабораториях) и промаркированы.

Поверхности рабочих столов, а также помещений, в которых проводится ПЦР, следует обязательно, до и после проведения работ, облучать бактерицидными облучателями в течение 30 минут.

Использованные одноразовые принадлежности (пробирки, наконечники) должны сбрасываться в специальный контейнер.

ВНИМАНИЕ! Удалять отходы с продуктами ПЦР необходимо только в закрытом виде. Не допускается открывать пробирки после амплификации.

Все поверхности в лаборатории (рабочие столы, штативы, оборудование и др.) ежедневно подвергают влажной уборке с применением дезинфицирующих/моющих средств, регламентированных санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21.

При использовании набора реагентов в клиничко-диагностической лаборатории образуются отходы класса В, которые утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Опасные компоненты в наборе реагентов

Компонент набора	Вариант исполнения		
	HPV квант-21	HPV квант-15	HPV квант-4
Фасовка А			
Смеси для амплификации Стрим	Нет опасных веществ	-	-
ПЦР-буфер Стрим-К	Нет опасных веществ	-	-
Полимераза ТехноТaq МАХ	Нет опасных веществ	-	-
Буфер для разведения ДНК	Нет опасных веществ	-	-
Положительный контрольный образец	Азид натрия менее 0,1%	-	-
Фасовка S			
Смеси для амплификации, запечатанные парафином	Нет опасных веществ	Нет опасных веществ	-
Смесь для амплификации HPV 6, 11, запечатанная парафином	-	-	Нет опасных веществ
Смесь для амплификации HPV 16, 18, запечатанная парафином	-	-	Нет опасных веществ
Смесь для амплификации КВМ, запечатанная парафином	-	-	Нет опасных веществ
Раствор Таq-полимеразы МАХ	Нет опасных веществ	Нет опасных веществ	-
Раствор Таq-полимеразы	-	-	Нет опасных веществ
Минеральное масло	Нет опасных веществ	Нет опасных веществ	Нет опасных веществ
Положительный контрольный образец	Азид натрия менее 0,1%	Азид натрия менее 0,1%	Азид натрия менее 0,1%

В состав набора входят реагенты, которые содержат **азид натрия** – консервант, в концентрации менее 0,1 %, что является безопасным для конечного пользователя.

При использовании по назначению и соблюдению мер предосторожности, контакт с организмом человека исключен. При аварийных ситуациях возможно следующее: раздражение кожи и слизистой оболочки глаз у чувствительных лиц, аллергическая реакция. При контакте промыть пораженное место водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускается использовать набор реагентов:

- при нарушении условий транспортирования и хранения;
- при несоответствии внешнего вида реагентов, указанного в паспорте к набору;
- при нарушении внутренней упаковки компонентов набора;
- по истечении срока годности.

Примечание – Набор реагентов **не содержит** материалов биологического происхождения, веществ в концентрациях, обладающих канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на репродуктивную функцию человека. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности является безопасным.

5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

При работе с набором реагентов HPV КВАНТ требуется следующее оборудование, реагенты и расходные материалы:

Оборудование, реагенты и расходные материалы	Вариант фасовки	
	S	A
ПЦР-бокс	да	да
амплификатор детектирующий	да	да
дозировующее устройство ДТстрим	нет	да
герметизирующее устройство ДТпак	нет	да
холодильник или холодильная камера	да	да
морозильная камера	нет	да
микроцентрифуга-вортекс	да	да
центрифуга для микропланшет ПЦР 384 лунки	нет	да
дозаторы механические или электронные переменного объёма одноканальные, позволяющие отбирать объёмы жидкости от 2,0 до 20 мкл, от 10 до 100 мкл	да	нет
дозаторы механические или электронные переменного объёма одноканальные, позволяющие отбирать объёмы жидкости от 20 до 200 мкл	нет	да
одноразовые наконечники с фильтром для полуавтоматических дозаторов, свободные от РНКаз и ДНКаз, объёмом от 1,0 до 20 мкл, от 1,0 до 200 мкл, от 100 до 1000 мкл	да	нет
одноразовые наконечники с фильтром для полуавтоматических дозаторов, свободные от РНКаз и ДНКаз, объёмом от 1,0 до 200 мкл, от 100 до 1000 мкл	да	да
микропланшет ПЦР -384 лунки	нет	да
полимерная термопленка для запаивания микропланшет ПЦР 384 лунки	нет	да
одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные	да	да
штатив «рабочее место» для стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл	да	да
ёмкость для сброса использованных наконечников, пробирок и других расходных материалов	да	да

Приборное обеспечение

Для проведения ПЦР используют амплификаторы детектирующие: ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология»); версия программного обеспечения не ниже 7.3.5.84; файл с параметрами анализа.

6 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1 Материалы для исследования

В качестве биологического материала используют биологический материал человека: соскобы эпителиальных клеток, секрет простаты, эякулят, моча, биоптат.

Для получения корректных результатов имеет значение качество взятия образца биоматериала для исследования, его хранение, транспортирование и предварительная обработка.

Примечание – Взятие, предварительную обработку, хранение и перевозку, передачу исследуемого материала в другие организации осуществляют согласно инструктивно-методическим документам, регламентирующим выполнение исследований в соответствии с требованиями МУ 1.3.2569-09 и СанПин 3.3686-21.

Интерферирующие вещества

Наличие ингибиторов ПЦР в образце биологического материала может быть причиной сомнительных (неопределённых) результатов. Признаком ингибирования ПЦР является одновременное отсутствие амплификации внутреннего контроля и специфического продукта (см. пп. 2.3, 9.5).

К ингибиторам ПЦР, источником которых может являться образец ДНК, по результатам анализа рисков и проведения НИОКР отнесены следующие вещества: гемоглобин, присутствующий в образце ДНК в результате неполного удаления в ходе выделения ДНК из образца биоматериала содержащего примесь крови, а также изопропиловый спирт и метилацетат, присутствующие в образце ДНК в результате неполного удаления промывочных растворов в ходе пробоподготовки.

Максимальные концентрации интерферирующих веществ, при которых не наблюдалось влияние на амплификацию лабораторного контрольного образца и внутреннего контроля составляют: гемоглобин – 0,35 мг/мл образца ДНК, изопропиловый спирт – 100 мкл/мл образца ДНК, метилацетат – 100 мкл/мл образца ДНК.

Примеси, содержащиеся в образце биоматериала, практически полностью удаляются в ходе выделения ДНК. Для снижения количества ингибиторов ПЦР необходимо соблюдать правила взятия биологического материала. При подозрении на наличие в образце большого количества ингибиторов ПЦР рекомендуется выбирать методы выделения ДНК, позволяющие максимально удалить ингибиторы ПЦР из образца, не рекомендуется использовать экспресс-методы выделения ДНК.

6.2 Взятие образцов соскобов эпителиальных клеток

Взятие соскобов проводится стерильным одноразовым зондом в пластиковые пробирки объёмом 1,5 мл с транспортной средой, предназначенной производителем для транспортирования и хранения образцов биологического материала для ПЦР-исследований.

6.2.1 Общие требования

Для получения корректных результатов большое значение имеет качество взятия образца биоматериала для исследования, его хранение, транспортировка и предварительная обработка.

Исследование методом ПЦР относится к прямым методам лабораторного исследования, поэтому взятие биологического материала необходимо проводить из места локализации инфекционного процесса.

6.2.2 Материал для исследований

Решение о выборе места взятия материала для исследования на наличие вируса папилломы человека принимает лечащий врач на основании совокупности жалоб пациента и клинической картины.

Женщины накануне обследования не должны проводить туалет половых органов и спринцевание.

Для получения объективного результата необходимо, чтобы исследуемый материал содержал возможно большее количество эпителиальных клеток и минимальное количество слизи и примеси крови. Неправильное взятие может привести к невозможности получения достоверного результата и, вследствие этого, необходимости повторного взятия биоматериала.

6.2.3 Особенности взятия материала из уретры:

- соскоб выполняют стерильным одноразовым зондом;
- перед взятием биоматериала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-2 часов;
- непосредственно перед взятием биоматериала необходимо обработать наружное отверстие уретры тампоном, который можно смочить стерильным физиологическим раствором;
- в уретру зонд вводится на глубину 1,0-1,5 см, затем осторожными вращательными движениями продвигается к наружному отверстию уретры.

6.2.4 Особенности взятия материала из влагалища

- материал должен быть взят до проведения мануального исследования;
- зеркало перед манипуляцией можно смочить горячей водой, применение антисептиков для обработки зеркала противопоказано;
- соскоб берут с заднебокового свода влагалища.

6.2.5 Особенности взятия материала из влагалища с использованием устройства для самостоятельного забора проб.

- Взятие материала проводят в соответствии с инструкцией к устройству.

6.2.6 Особенности взятия материала из цервикального канала:

- перед взятием материала необходимо удалить ватным тампоном слизь и затем обработать шейку матки стерильным физиологическим раствором;
- зонд вводят в цервикальный канал на глубину 0,5-1,5 см;
- при извлечении зонда необходимо исключить его касание стенок влагалища.

6.2.7 Особенности взятия материала с шейки матки:

- материал берётся до проведения мануального исследования;
- перед взятием материала необходимо удалить ватным тампоном слизь, воспалительный экссудат или кровь (если они есть);
- далее необходимо аккуратно соскоблить эксфолиативный клеточный материал и

поверхностный эпителий из влагалищной порции шейки матки, области зоны трансформации и/или цервикального канала, если соединение многослойного плоского и призматического эпителия смещено в цервикальный канал.

6.2.8 Порядок взятия соскобного материала в пробирку с транспортной средой:

- откройте крышку пробирки;
- с помощью одноразового зонда сделайте соскоб эпителиальных клеток из соответствующего биотопа (влагалище, уретра, цервикальный канал, анальное отверстие, ротоглотка);
- перенесите зонд с биоматериалом в пробирку с транспортной средой и тщательно прополощите его, избегая разбрызгивания жидкости;
- извлеките зонд из раствора, прижимая его к стенке пробирки, и удалите избыток жидкости с зонда о стенки пробирки. Использованный зонд утилизируйте;
- плотно закройте крышку пробирки и промаркируйте.

6.2.9 Особенности получения секрета предстательной железы

- перед взятием секрета простаты рекомендуется половое воздержание в течение трех суток до исследования;
- непосредственно перед взятием секрета простаты головку полового члена обрабатывают стерильным ватным тампоном, смоченным физиологическим раствором;
- секрет простаты собирают после предварительного массажа простаты через прямую кишку. Массаж проводит врач, посредством энергичного надавливающего движения от основания к верхушке железы. После окончания массажа выделившийся простатический секрет в виде свободно стекающей капли (0,15-1,0 мл) собирают в одноразовую сухую стерильную пробирку объемом 2 мл или контейнер объемом до 60 мл;
- ёмкость с секретом простаты герметично закрывают крышкой и маркируют.

ВНИМАНИЕ! При подозрении на острый простатит выполнять массаж простаты категорически запрещено!

6.2.10 Особенности получения эякулята

- перед сбором эякулята (семенной жидкости) рекомендуется половое воздержание в течение трех суток до исследования;
- перед сбором эякулята пациент мочится в туалете, полностью опорожняя мочевой пузырь;
- после мочеиспускания пациент должен тщательно вымыть руки с мылом и провести туалет наружных половых органов с мылом и водой. Головку полового члена и крайнюю плоть необходимо высушить стерильной салфеткой.
- эякулят получают путем мастурбации и собирают в стерильный контейнер объемом до 60 мл;
- ёмкость с эякулятом герметично закрывают крышкой и маркируют.

6.2.11 Моча

- для анализа отбирают первую порцию утренней мочи в количестве не меньше 20-30 мл. Отбор мочи проводят в специальную сухую стерильный ёмкость объёмом до 60 мл, снабженную герметично завинчивающейся крышкой
- после сбора мочи контейнер плотно закрывают и маркируют

6.2.12 Биопсийный материал

- биопсийный материал (биоптат) помещают в стерильную пробирку со стерильным физраствором или водой (не более 0,5 мл) или в пустую стерильную пробирку;
- ёмкость с биоптатом герметично закрывают крышкой и маркируют.

6.3 Транспортировка и хранение исследуемых образцов

Образцы до начала исследования хранить при температуре от 2 °С до 8 °С не более 24 часов³. В случае невозможности доставки материала в лабораторию в течение суток допускается однократное замораживание материала. Замороженный материал хранить при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С не более одного месяца.

6.4 Подготовка (клинического) материала для исследования

6.4.1 Подготовка материала из влагалища, взятого с использованием устройства для самостоятельного забора проб:

- добавьте в пробирку (или другую ёмкость, указанную в инструкции к устройству для самостоятельного забора проб (далее «пробирка»)), в которой находится наконечник устройства, 500 мкл физиологического раствора, закройте пробирку;
- встряхните пробирку в течение 15 с на микроцентрифуге-вортексе;
- инкубируйте пробирку в течение 3-5 минут при комнатной температуре;
- центрифугируйте пробирку в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе;
- извлеките наконечник устройства из пробирки и выбросьте;
- перенесите содержимое пробирки в чистую пробирку объемом 1,5 мл;
- центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000 - 16000 в течение 10 мин;
- удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке примерно 100 мкл (осадок+жидкая фракция).

6.4.2 Подготовка мочи

- перенесите 1,0 мл материала из контейнера в пластиковую пробирку объёмом 1,5 мл;
- центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000 - 16000 в течение 10 мин;
- наиболее полно удалите надосадочную жидкость;
- добавьте к осадку 1,0 мл физиологического раствора стерильного;
- центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000 - 6000 в течение 10 мин;
- удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке примерно 100 мкл (осадок+жидкая фракция).

³ - при использовании транспортной среды срок хранения образцов устанавливается в соответствии с инструкцией к используемой транспортной среде

7 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1 Выделение ДНК из биологического материала

Выделение ДНК проводят в соответствии с инструкцией к используемому комплекту реагентов. Контроль качества выделенной ДНК осуществляется в ходе ПЦР с помощью системы внутреннего контроля (ВК).

Для выделения ДНК рекомендуется использовать комплекты/наборы реагентов ПРОБА-НК-ПЛЮС, ПРОБА-ГС-ПЛЮС, ПРОБА-МЧ-РАПИД (ООО «НПО ДНК-Технология», ООО «ДНК-Технология ТС», Россия) или другие комплекты/наборы реагентов, имеющие регистрационные удостоверения медицинского изделия и предназначенные для выделения ДНК из соответствующих видов биоматериала с целью последующего исследования методом ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Независимо от используемого комплекта/набора для выделения ДНК из биологического материала одновременно необходимо подготовить отрицательный контрольный образец, прошедший все этапы пробоподготовки. В качестве отрицательного контрольного образца рекомендуется использовать физиологический раствор, в объеме, указанном в инструкции к комплекту/набору реагентов для выделения ДНК.

7.2 Подготовка и проведение ПЦР. Фасовка S

ВНИМАНИЕ! При проведении всех последующих действий следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на пробирки со смесью для амплификации!

7.2.1 HPV квант-4

7.2.1.1 Промаркируйте по одной пробирке из стрипов со смесями для амплификации, запечатанными парафином (HPV 6,11; HPV 16,18; KBM) для каждого анализируемого образца, отрицательного контрольного образца (К-) и положительного контрольного образца (К+).

Примечание – Для HPV квант-4 один стрип рассчитан на исследование восьми образцов.

Пример: Необходимо проанализировать два образца. Для этого нужно промаркировать 12 пробирок в трех стрипах – шесть для исследуемых образцов и по три для «К-» и «К+».

7.2.1.2 Далее выполните пункты 7.2.4 – 7.2.11.

7.2.2 HPV квант-15

7.2.2.1 Промаркируйте стрипы с запечатанными парафином смесями для амплификации для каждого исследуемого образца, отрицательного контрольного образца (К-) и положительного контрольного образца (К+).

Примечание – Для HPV квант-15 один стрип рассчитан на исследование двух образцов.

Пример: Необходимо проанализировать два образца. Для этого нужно промаркировать два стрипа – один для исследуемых образцов, один для «К-» и «К+».

7.2.2.2 Далее выполните пункты 7.2.4 – 7.2.11.

7.2.3 HPV квант-21

7.2.3.1 Промаркируйте по одному стрипу с запечатанными парафином смесями для амплификации для каждого исследуемого образца, отрицательного контрольного образца (К-) и положительного контрольного образца (К+).

Примечание – Для HPV квант-21 один стрип рассчитан на исследование одного образца.

Пример: Необходимо проанализировать два образца. Для этого нужно промаркировать 4 стрипа – два для исследуемых образцов, один для «К-» и один для «К+».

7.2.3.2 Далее выполните пункты 7.2.4 – 7.2.11.

7.2.4 Встряхните пробирку с раствором Таq-полимеразы (для HPV квант-15 и HPV квант-21 – с раствором Таq-полимеразы МАХ) в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.2.5 Добавьте в каждую пробирку, не повреждая слой парафина, по 10 мкл раствора Таq-полимеразы (для HPV квант-15 и HPV квант-21 – раствора Таq-полимеразы МАХ).

7.2.6 Добавьте в каждую пробирку по одной капле минерального масла (около 20 мкл). Закройте крышки стрипов.

7.2.7 Встряхните пробирки с препаратом ДНК, положительным контрольным образцом и отрицательным контрольным образцом в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

ВНИМАНИЕ!

1. При использовании для выделения ДНК комплекта реагентов ПРОБА-ГС-ПЛЮС необходимо после встряхивания центрифугировать пробирки с препаратом ДНК при RCF(g) 12000 - 16000 в течение одной минуты для осаждения сорбента. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

2. При использовании для выделения ДНК набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД необходимо после встряхивания поместить пробирки с препаратом ДНК в магнитный штатив. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

3. Для предотвращения контаминации следует перед внесением ДНК открывать крышку только того стрипа, в который будет вноситься данный образец, и закрывать ее перед внесением следующего. Препараты ДНК следует вносить наконечниками с фильтром.

7.2.8 Внесите в соответствующие промаркированные пробирки стрипа, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл выделенного из образца препарата ДНК. В пробирки «К-», «К+» ДНК не вносится.

7.2.9 Внесите в стрипованные пробирки, промаркированные «К-», не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл отрицательного контрольного образца, прошедшего этап выделения ДНК (см. п. 7.1).

7.2.10 Внесите в стрипованные пробирки, промаркированные «К+», не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл положительного контрольного образца.

- 7.2.11 Центрифугируйте стрипы на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.
- 7.2.12 Установите стрипы в блок детектирующего амплификатора.
- 7.2.13 Запустите программное обеспечение RealTime_PCR в режиме «Работа с прибором». Загрузите соответствующий файл. Добавьте в протокол соответствующие тесты, укажите количество и идентификаторы образцов, отметьте расположение пробирок на матрице термоблока в соответствии с их установкой (см. п. 7.2.12) и проведите ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Программа амплификации для теста «HPV квант-15» отличается от программы амплификации для тестов «HPV квант-4» и «HPV квант-21». Не допускается использование тестов «HPV квант-15» и «HPV квант-4», «HPV квант-21» для одной постановки.

- 7.2.14 При выборе тестов «HPV квант-4» и «HPV квант-21» в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 2. При выборе теста «HPV квант-15» в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведённая в таблице 3.

Таблица 2 – Программа амплификации для тестов «HPV квант-4» и «HPV квант-21»

№ блока	Температура, °C	мин	с	Число циклов	Режим оптических измерений	Тип блока
1	80,0	0	30	1		Цикл
	94,0	1	30			
2	94,0	0	30	5		Цикл
	64,0	0	15		√	
3	94,0	0	10	45		Цикл
	64,0	0	15		√	
4	94,0	0	5	1		Цикл
5	10,0	Хранение		Хранение

Таблица 3 – Программа амплификации для теста «HPV квант-15»

№ блока	Температура, °C	мин	с	Число циклов	Режим оптических измерений	Тип блока
1	80,0	0	30	1		Цикл
	94,0	1	30			
2	94,0	0	30	5		Цикл
	60,0	0	15		√	
3	94,0	0	10	45		Цикл
	60,0	0	15		√	
4	94,0	0	5	1		Цикл
5	10,0	Хранение		Хранение

Тесты (файлы) для приборов ДТпрайм, ДТлайт и ДТ-96 предоставляются производителем набора реагентов.

7.3 Подготовка и проведение ПЦР. Фасовка А

7.3.1 HPV квант-21 (вариант с предварительной подготовкой реагентов ручным дозированием – «Базовый способ постановки»)

7.3.1.1 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером Стрим-К и полимеразой ТехноТаг МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

ВНИМАНИЕ! Полимеразу ТехноТаг МАХ необходимо вынимать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

7.3.1.2 Приготовьте смесь ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТаг МАХ. Внесите в пробирку с ПЦР-буфером Стрим-К весь объём одной пробирки с полимеразой ТехноТаг МАХ, т.е. 600 мкл ПЦР-буфера Стрим-К плюс 60 мкл полимеразы ТехноТаг МАХ:

- при проведении 48 определений одновременно (вариант постановки «Микропланшет 384 лунки») необходимо использовать две пробирки с ПЦР-буфером Стрим-К и две пробирки с полимеразой ТехноТаг МАХ;
- при проведении 24 определений одновременно (вариант постановки «Половина микропланшета 384 лунки») необходимо использовать одну пробирку с ПЦР-буфером Стрим-К и одну пробирку с полимеразой ТехноТаг МАХ.

7.3.1.3 Встряхните пробирку со смесью ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТаг МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

ВНИМАНИЕ! Смесь ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТаг МАХ необходимо готовить непосредственно перед использованием.

- 7.3.1.4 Аккуратно, без образования воздушных пузырей, внесите в восемь пробирок пустого стрипа по 140 мкл смеси ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТaq МАХ при постановке 48 определений одновременно (вариант постановки «Микропланшет 384 лунки»), или по 75 мкл смеси ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТaq МАХ при постановке 24 определений одновременно (вариант постановки «Половина микропланшета 384 лунки»).
- 7.3.1.5 Центрифугируйте стрип в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.
- 7.3.1.6 Промаркируйте шесть пустых стрипов, из состава набора, при постановке 48 определений одновременно (вариант постановки «Микропланшет 384 лунки»), или три пустых стрипа при постановке 24 определения одновременно (вариант постановки «Половина микропланшета 384 лунки»).
- 7.3.1.7 Встряхните пробирки с буфером для разведения ДНК в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.
- 7.3.1.8 Внесите в каждую пробирку промаркированных стрипов по 60 мкл буфера для разведения ДНК.
- 7.3.1.9 Встряхните пробирки с полученными препаратами ДНК, положительным контрольным образцом и отрицательным контрольным образцом в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

ВНИМАНИЕ!

1. При использовании для выделения ДНК комплекта реагентов ПРОБА-ГС-ПЛЮС необходимо после встряхивания центрифугировать пробирки с препаратом ДНК при RCF(g) 12000 - 16000 в течение одной минуты для осаждения сорбента. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

2. При использовании для выделения ДНК набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД необходимо после встряхивания поместить пробирки с препаратом ДНК в магнитный штатив. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

7.3.1.10 Аккуратно, без образования воздушных пузырей, внесите в соответствующие пробирки стрипов с буфером для разведения ДНК по 24 мкл препарата ДНК исследуемых образцов, отрицательного контрольного образца и положительного контрольного образца.

ВНИМАНИЕ! Во избежание контаминации рекомендуется вносить препараты ДНК и положительный контрольный образец наконечниками с фильтром.

7.3.1.11 Центрифугируйте стрипы со смесями для амплификации Стрим в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

Примечание – При постановке «Микропланшет 384 лунки» необходимо центрифугировать два стрипа со смесями для амплификации Стрим, при постановке «Половина микропланшета 384 лунки» – один стрип со смесями для амплификации Стрим.

- 7.3.1.12 Установите стрипы со смесями для амплификации Стрим, стрипы со смесью ПЦР-буфера Стрим-К и полимеразы ТехноТaq МАХ, с разведенными образцами, «К-» и «К+», а также пустые стрипы и микропланшет ПЦР 384 лунки на рабочий стол ДТстрим.
- 7.3.1.13 Откройте стрипы со смесью для амплификации Стрим, аккуратно сняв защитную пленку или открыв крышки, и проведите дозирование компонентов согласно руководству по эксплуатации.
- 7.3.1.14 Поместите аккуратно, не встряхивая микропланшет ПЦР 384 лунки в подложку герметизирующего устройства ДТпак после завершения программы на дозирующем устройстве ДТстрим.
- 7.3.1.15 Проведите процедуру запечатывания микропланшет ПЦР 384 лунки термопленкой согласно инструкции к прибору ДТпак.
- 7.3.1.16 Центрифугируйте микропланшет ПЦР 384 лунки при RCF(g) 500 в течение 30 с.
- 7.3.1.17 Поместите микропланшет ПЦР 384 лунки в детектирующий амплификатор.
- 7.3.1.18 Запустите программное обеспечение RealTime_PCR в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите соответствующий файл. При последующих постановках выберите «Мультитест», добавьте в протокол тест «HPV_квант-21», укажите идентификаторы образцов, в том числе положительного и отрицательного контрольных образцов, и проведите ПЦР. При выборе тестов в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 4.

Таблица 4 – Программа амплификации для детектирующего амплификатора ДТпрайм

№ блока	Температура, °C	мин	с	Число циклов	Режим оптических измерений	Тип блока
1	80,0	0	05	15		Цикл
	94,0	0	05			
2	94,0	5	00	1		Цикл
3	94,0	0	30	5		Цикл
	64,0	0	15		√	
4	94,0	0	10	45		Цикл
	64,0	0	15		√	
5	94,0	0	5	1		Цикл
6	10,0	Хранение		Хранение

7.3.2 HPV квант-21 (вариант с предварительной подготовкой реагентов на дозирующем устройстве ДТстрим – «Интегрированный способ постановки»)

7.3.2.1 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером Стрим-К, буфером для разведения ДНК и полимеразой ТехноТақ МАХ в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе. Для проведения 48 определений одновременно (вариант постановки «Микропланшет 384 лунки») используется две пробирки с ПЦР-буфером Стрим-К, четыре пробирки с буфером для разведения ДНК и две пробирки с полимеразой ТехноТақ МАХ. Для проведения 24 определений одновременно (вариант постановки «Половина микропланшета 384 лунки») используется одна пробирка с ПЦР-буфером Стрим-К, две пробирки с буфером для разведения ДНК и одна пробирка с полимеразой ТехноТақ МАХ.

ВНИМАНИЕ! Полимеразу ТехноТақ МАХ необходимо вынимать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

7.3.2.2 Центрифугируйте стрипы со смесями для амплификации Стрим в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

Примечание – При постановке «Микропланшет 384 лунки» необходимо центрифугировать два стрипа со смесями для амплификации Стрим, при постановке «Половина микропланшета 384 лунки» – один стрип со смесями для амплификации Стрим.

7.3.2.3 Встряхните пробирки с полученными препаратами ДНК, положительным контрольным образцом и отрицательным контрольным образцом в течение 3-5 с и центрифугируйте в течение 1-3 с на микроцентрифуге-вортексе.

ВНИМАНИЕ!

1. При использовании для выделения ДНК комплекта реагентов ПРОБА-ГС-ПЛЮС необходимо после встряхивания центрифугировать пробирки с препаратом ДНК при RCF(g) 12000 - 16000 в течение одной минуты для осаждения сорбента. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

2. При использовании для выделения ДНК набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД необходимо после встряхивания поместить пробирки с препаратом ДНК в магнитный штатив. В случае если после выделения надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, была перенесена в новые пробирки, центрифугирование производится на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с.

7.3.2.4 Установите пробирки на рабочий стол ДТстрим в штатив для образцов ДНК в соответствии с протоколом ЛИС.

7.3.2.5 Установите стрипы со смесями для амплификации Стрим, пробирки с ПЦР-буфером Стрим-К, буфером для разведения ДНК и полимеразой ТехноТақ МАХ, а также пустые стрипы и микропланшет ПЦР 384 лунки на рабочий стол ДТстрим.

- 7.3.2.6 Откройте стрипы со смесью для амплификации Стрим, аккуратно сняв защитную пленку или открыв крышки, и проведите дозирование компонентов согласно руководству по эксплуатации.
- 7.3.2.7 Поместите аккуратно, не встряхивая микропланшет ПЦР 384 лунки в подложку герметизирующего устройства ДТпак после завершения программы на дозирующем устройстве ДТстрим.
- 7.3.2.8 Проведите процедуру запечатывания микропланшет ПЦР 384 лунки термопленкой согласно инструкции к прибору ДТпак.
- 7.3.2.9 Центрифугируйте микропланшет ПЦР 384 лунки при RCF(g) 500 в течение 30 с.
- 7.3.2.10 Поместите микропланшет ПЦР 384 лунки в детектирующий амплификатор.
- 7.3.2.11 Запустите программное обеспечение RealTime_PCR в режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР загрузите соответствующий файл. Заполните протокол согласно инструкции к ЛИС⁴. При выборе тестов в окне «Запуск программы амплификации» должна отображаться программа, приведенная в таблице 4.

8 РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

8.1 Регистрация результатов ПЦР осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения, поставляемого с амплификатором детектирующим.

8.2 На графике будет отображена зависимость флуоресценции от номера цикла для каждой пробирки в термоблоке. В таблице справа будет показан идентификатор образца, название исследования, индикаторный цикл (C_p), результат по каждому исследованию (относительный, абсолютный и качественный анализы).

8.3 По результатам анализа можно сформировать и распечатать отчет.

⁴ - Лабораторная информационная система (ЛИС)

9 УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР

9.1 Учёт и интерпретация результатов реакции осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения, поставляемого с амплификатором детектирующим.

9.2 После прохождения амплификации программное обеспечение сравнивает заданное оператором расположение пробирок с реальным положением маркера (флуоресцентной метки Rox), и, если находит несовпадение, то предупреждает оператора об этом. Оператору следует либо расположить данные из каждой отдельной пробирки в соответствующем порядке вручную, либо повторить исследование данного образца, правильно расположив пробирки в термоблоке.

9.3 В результатах анализа необходимо учитывать значения контроля взятия материала (КВМ). Значение КВМ меньше **4,0 Lg** следует интерпретировать как недостаточное количество материала. В этом случае требуется повторное взятие клинического материала.

9.4 При наличии в исследуемом образце ДНК одного из типов вируса папилломы человека, выявляемых набором HPV КВАНТ, в строке с названием этого типа вируса в графе «Абс.» (абсолютный тип анализа) будет указано абсолютное количество (степень десятичного логарифма концентрации, копий ДНК HPV на образец) данного типа вируса в образце.

ВНИМАНИЕ! Программное обеспечение по умолчанию фиксирует только клинически значимую концентрацию вируса (более 10^3 копий ДНК HPV на 10^5 клеток человека (при корректном взятии материала)), которая характеризует высокий уровень инфекции, что может привести к развитию неоплазии шейки матки. Для образцов с меньшей концентрацией программа фиксирует отрицательный результат. Программное ограничение по концентрации вируса может быть снято пользователем или заменено на другое значение и тип анализа.

В графе «Отн.» (относительный тип анализа) будет указано количество ДНК данного типа вируса в образце, нормированное на количество клеток человека в исследуемом образце. По умолчанию нормирование производится на 10^5 клеток.

Примечание – По желанию пользователь может изменить параметр нормировки. Для этого необходимо нажать кнопку «Параметры анализа», в открывшемся окне нажать кнопку «Дополнительные настройки», выбрать закладку «Разное».

Данные, полученные с помощью относительного типа анализа, позволяют отслеживать динамику изменения вирусной нагрузки в процессе лечения, а также проводить сравнительный анализ количества вируса в разных образцах.

По желанию пользователя возможно вычисление суммарной нагрузки HPV. Результат вычисления суммарной нагрузки HPV будет представлен в специализированном отчёте.

В графе «Кач.» (качественный тип анализа) в случае, если он проводится, указывается только наличие или отсутствие ДНК выявляемых типов вируса в образце.

9.5 В случае отрицательного результата на наличие ДНК выявляемых типов HPV и отрицательного результата амплификации внутреннего контрольного образца, программа фиксирует результат как недостоверный. В этом случае необходимо повторить исследование

данного образца. Недостоверный результат может быть связан с присутствием ингибиторов в препарате ДНК, полученном из биологического материала; неверным выполнением протокола анализа, несоблюдением температурного режима амплификации и др. В этом случае необходимо повторно провести ПЦР, либо выделение ДНК и постановку ПЦР для этого образца, либо взятие клинического материала у пациента (выполняется последовательно).

9.6 Для положительных контрольных образцов программа фиксирует положительный результат. При получении отрицательных значений результаты всей постановочной серии считают недостоверными. В этом случае требуется повторная постановка амплификации всей партии образцов.

9.7 Для отрицательных контрольных образцов программа фиксирует отрицательный результат. При получении положительных значений результаты всей постановочной серии считают недостоверными. В этом случае необходимо проведение специальных мероприятий для устранения возможной контаминации.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10.1 Транспортирование

- 10.1.1 Транспортирование набора осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 °С до 25 °С не более 5 суток.
- 10.1.2 Допускается транспортирование полимеразы ТехноТaq МАХ (HPV квант-21, фасовка А) при температуре от 2 °С до 8 °С не более 5 суток.
- 10.1.3 Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

10.2 Хранение

- 10.2.1 Все компоненты набора реагентов, за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности.
- 10.2.2 Полимеразу ТехноТaq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С в течение всего срока годности набора.
- 10.2.3 Смеси для амплификации, запечатанные парафином, и смеси для амплификации Стрим следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора.
- 10.2.4 Наборы реагентов, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

10.3 Указания по эксплуатации

- 10.3.1 Набор должен применяться согласно действующей версии утвержденной инструкции по применению.
- 10.3.2 После вскрытия упаковки компоненты набора следует хранить при следующих условиях:
- компоненты набора (за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ) следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора реагентов;
 - смеси для амплификации, запечатанные парафином и смеси для амплификации Стрим, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в защищённом от света месте в течение всего срока годности набора реагентов;
 - полимеразу ТехноТaq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С в течение всего срока годности набора реагентов.
- 10.3.3 Для получения надёжных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

11 УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

11.1 При использовании набора реагентов в клинико-диагностической лаборатории образуются отходы класса В, которые утилизируются в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 и МУ 1.3.2569-09.

11.2 Наборы реагентов, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока годности, повреждением упаковки, подлежат утилизации в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями.









12.2 Срок годности набора – 12 месяцев при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.3 Наборы реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежат.

13 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Набор реагентов предназначен для однократного использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

14 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ НАБОРА

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Температурный диапазон
	Количество тестов
	Годен до
	Серия набора
	Дата изготовления
	Обратитесь к инструкции по применению
	Каталожный номер
	Адрес изготовителя
	Не допускается воздействие солнечного света
	Не стерильно
	Одноразовое использование

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

ГОСТ Р 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ Р 51088-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации.

ГОСТ Р 51352-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53022.3-2008 Требования к качеству клинических лабораторных исследований, Ч.3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов.

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения.

ГОСТ Р ИСО 23640-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Оценка стабильности реагентов для диагностики *in vitro*.

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Ч.1. Основные требования.

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования безопасности.

Примечание – Указанные выше стандарты были действующими на момент утверждения инструкции по применению. В дальнейшем, при пользовании документом, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на текущий момент. Если ссылочный документ заменён или изменён, то при применении настоящего документа следует пользоваться заменённым (изменённым) документом.

16 АДРЕС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

Производство наборов реагентов имеет сертифицированную систему менеджмента качества и соответствует требованиям стандарта систем менеджмента качества ISO 9001 в области разработки, производства и продажи IVD реагентов и приборов для молекулярно-генетической диагностики и другого лабораторного применения и EN ISO 13485 в области разработки, производства и продажи IVD реагентов и приборов для медицинской молекулярно-генетической диагностики.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ДНК-Технология», ООО «НПО ДНК-Технология» (Общество с ограниченной ответственностью), Россия.

Адрес: 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Адрес производителя: ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Место производства:

- 1) ООО «НПО ДНК-Технология»: Россия, 142281, Московская обл. г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.
- 2) ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4.

По вопросам, касающимся качества набора реагентов HPV КВАНТ, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8(800) 200-75-15 (для России, звонок бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

ДНК-Технология

117587, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное,
ш. Варшавское, д. 125Ж, к. 5, этаж 1, пом. 12

Тел./факс +7 (495) 640-17-71

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный)

E-mail: hotline@dna-technology.ru