

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ HBV HCV



Определение **вирусов гепатита В и С**
методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наборы реагентов	Чувствительность выявляемых показателей				
	ПРОБА-НК-УЛЬТРА			ПРОБА-МЧ-ЛАЙТ	
Минимальный объем исходного образца	250 мкл	500 мкл	1000 мкл	100 мкл	250 мкл
HBV	15 МЕ/мл	5 МЕ/мл	4 МЕ/мл	40 МЕ/мл	15 МЕ/мл
HBV Количественный					
HCV	50 МЕ/мл	15 МЕ/мл	10 МЕ/мл	80 МЕ/мл	50 МЕ/мл
HCV Количественный					

Совместимость с оборудованием:

Аликвотирование образцов: ДТстрим 12 L4, ДТстрим 15 L4

Выделение ДНК/РНК: KingFisher Flex 96, Auto-Pure 96

Амплификация: ДТпрайм М, ДТлайт S1, CFX96 (Bio-Rad Laboratories), QuantStudio 5 (Applied Biosystems)



от 3,5 часов,
включая пробоподготовку

Высокая скорость
проведения
исследования



Биоматериал:
Сыворотка/плазма крови

 Наборы реагентов для пробоподготовки	ПРОБА-НК-УЛЬТРА	ПРОБА-МЧ-ЛАЙТ
 Биоматериал	Плазма крови	Сыворотка/плазма крови
 Технология	Спиртовая преципитация	Магнитная сорбция
 Типы фасовок	N (фасовка для ручного дозирования)	■ N (фасовка для ручного и полуавтоматизированного дозирования) ■ P1 (фасовка для автоматизированного дозирования) ■ P2 (фасовка для автоматизированного дозирования, включающая DWP)
 Время выделения	От 1 ч 50 мин	От 1 ч 30 мин
 Количество исследуемых образцов	100 выделений	96 выделений
 Условия хранения компонентов	От +2°C до +8°C	От +2°C до +25°C; Протеиназа К: -22°C...-18°C



• Взятие биоматериала



• Выделение ДНК



• Постановка ПЦР/ОТ-ПЦР в реальном времени

Специализированное ПО — автоматическая интерпретация результатов и формирование бланка ответа. ПО ДТмастер



dna-technology.ru



hotline@dna-technology.ru
+7 (495) 640-17-71
8 800 200-75-15



142-1 2025-08-12