

Технические характеристики моделей ДТстрим

Параметр	ДТстрим9	ДТстрим12	ДТстрим15
Габариты при закрытом кожухе	715x650x650	855x650x650	990x650x650
Диапазон перемещения по осям X,Y,Z	485x240x170	625x240x170	650x240x170
Абсолютная точность позиционирования по осям X, Y, Z, не хуже	± 0.5x0.5x0.5 мм		
Максимальная скорость перемещения, не менее [м/с]:			
по осям X, Y	0,5		
по оси Z	0,2		
Минимальный (Vmin)/максимальный (Vmax)объем каждого канала дозатора [мкл]:			
для исполнения (M) 200 мкл	5-200		
исполнения (L) 1000 мкл	30-1000		
Точность дозирования [%]:			
V = Vmax	± 2		
V = Vmax/2	± 5		
V = Vmin	± 10		
Количество каналов дозирования	1; 4		
Интерфейс с компьютером	Ethernet		
Время установления рабочего режима должно быть не более	1 мин		
Уровень звуковой мощности шума на рабочем месте оператора (для всех вариантов исполнения изделия) составляет не более	70 (дБА)		